

# Tracheotomie Symposium

Het tracheacanule zorgpad –  
van plaatsing tot decanulatie




# Welkom

Lieselotte Schiltz | Business Unit Manager Atos Medical  
Benelux



Atos  
TRACOE




Vragen voor de experts?

Stel ze via deze link & wij nemen ze mee tijdens de Q&A sessies na de lezingen.

11|20 TRACHEOTOMIE  
MEI|23 SYMPOSIUM








## WHAT IS SOCIAL CONNECTION?



The subjective experience of feeling close to and a sense of belongingness with others.

## THE BENEFITS OF HIGH SOCIAL CONNECTION:



50% increased chance of longevity



stronger gene expression for immunity (research by Steve Cole, UCLA)



lower rates of anxiety and depression



higher self-esteem and empathy



better emotion regulation skills



Social connection creates a positive feedback loop of social, emotional, and physical well being.

## THE DANGERS OF LOW SOCIAL CONNECTION



worse for health than smoking, high blood pressure or obesity



higher inflammation at the cellular level



higher susceptibility to anxiety and depression



slower recovery from disease



increased antisocial behavior and violence



suicide

Connectedness & Health: The Science of Social Connection, Emma Sappale





# Peter & Margreta | Frisius MC

## *Moderatoren van de dag*



# Tracheotomie Symposium

Het tracheacanule zorgpad -  
van plaatsing tot decanulatie

—  
20 maart 2026

Het Tracheacanule zorgpad –  
*van plaatsing tot decanulatie*



# Introductie

Peter Egbers & Margreta Munstra – de Jong

# Vragen?

Scan de QR-code voor het doorsturen van uw vragen

- Uw naam (optioneel)
- Naam van de spreker
- Uw vraag


U kunt het formulier meermaals gebruiken/invullen



# 01

## Percutane dilatatie tracheotomie

Evidence, beeldvorming en interdisciplinaire zorg  
Drs. Vincent de Jong | Chirurg-intensivist Haaglanden





# H+ MC Intensive Care

2<sup>de</sup> tracheotomie Symposium

## Even een trach

meer dan gewoon even snijden

Vincent de Jong

Disclosures: geen

**H+**  
**MC Intensive Care**









PREMIUM







PREMIUM



PREMIUM












**GEPLAND**

# Anatomie




# Anatomie




# Indicatie





# Timing tracheostomie



Predicting the need for  
admitted to an intensive care unit: A

Cristian Papuzinski<sup>a</sup>, Miguel Durante<sup>a</sup>, Catalina Tobar, MD<sup>b</sup>,  
Felipe Martinez, MD<sup>c,\*</sup>, Eduardo Labarca, MD<sup>d</sup>

<sup>a</sup> Escuela de Medicina, Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile  
<sup>b</sup> Departamento de Medicina, Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile  
<sup>c</sup> Centro de Investigaciones Biomédicas, Escuela de Medicina, Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile  
<sup>d</sup> Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital Naval Almirante Nef, Valparaíso, Chile

berger, MD<sup>1</sup>,  
ltman, MD, PhD<sup>1</sup>

tracheostomy decreases ven...

Contents lists available at ScienceDirect

Oral Oncology

journal homepage: [www.elsevier.com/locate/oraloncology](http://www.elsevier.com/locate/oraloncology)

ELSEVIER

Review

Systematic review of international guidelines for tracheostomy in COVID-19 patients

Carlos M. Ch...  
Nicola...

Rome R. Lechien<sup>a,b,1</sup>, Christian Calvo-F...  
Shazia Peer<sup>a,8</sup>, Jon A. Sistiaga-Sua...  
Cammaroto<sup>a,h</sup>, Miguel M...



Tracheostomy  
in Patients  
Ventilation

What Is the Optimal Timing for Tracheostomy in Intubated Patients?

Bharat A. Panuganti, MD<sup>1</sup>; Philip Weissbrod, MD; Edward Damrose, MD<sup>2</sup>

Timing of Tracheostomy in Intensive Care Unit Patients

Terug/Vooruit



Tracheo-oesophageal fistula during  
tracheostomy and intermittent  
pressure ventilation<sup>1</sup>

S. HARLEY  
Hospital, Sully, Penarth, Glam.

Vorige/Volgende my  
the Critical

Charles C  
Jacqueli...

Tracheotomy: clinical review and guidelines<sup>\*</sup>

Paul De Leyn<sup>a,\*</sup>, Lieven Bedert<sup>b</sup>, Marion Delcroix<sup>c</sup>, Pieter Depuydt<sup>d</sup>,  
Geert Lauwers<sup>e</sup>, Youri Sokolov<sup>f</sup>, Alain Van Meerhaeghe<sup>g</sup>, Paul Van Schil<sup>h</sup>

<sup>a</sup> Department of Thoracic Surgery, University Hospital Leuven, Belgium  
<sup>b</sup> Department of Pneumology, Middelheim Hospital, Belgium  
<sup>c</sup> Department of Pneumology, University Hospital Leuven, Belgium  
<sup>d</sup> Department of Intensive Care, University Hospital Leuven, Belgium  
<sup>e</sup> Department of Thoracic and Vascular Surgery, ZOL Hospital Ghent, Belgium  
<sup>f</sup> Department of Thoracic Surgery, Erasme University Hospital Brussels, Belgium  
<sup>g</sup> Department of Pneumology, CHU A. Vesale, Montigny-le-Tilleul, Belgium  
<sup>h</sup> Department of Thoracic and Vascular Surgery, University Hospital Antwerp, Belgium

received in revised form 1 May 2007; accepted 24 May 2007; available online 27 June 2007

Tracheostomy Update  
When and How

Bradley D. Freeman, MD

To breathe or not to breathe: a review of artificial airway  
placement and related complications

John Donatelli · Ayushi Gupta · Ramya Santhosh · Todd R. Hazelton ·  
Leelakrishna Nallamshetty · Alvaro Macias · Carlos A. Rojas

# PICO

- P-** Langdurig geïntubeerde patiënt
- I-** Vroege tracheotomie
- C-** Late tracheostomie
- O-** Mortaliteit, ic-opname dagen

timing tracheostomy OR early AND late tracheostomy




Search

Advanced Create alert Create RSS

User Guide

RESULTS BY YEAR



TEXT AVAILABILITY

- Abstract
- Free full text
- Full text

ARTICLE ATTRIBUTE

- Associated data

ARTICLE TYPE

- Books and Documents
- Clinical Trial
- Meta-Analysis
- Randomized Controlled Trial
- 
- 

Filters applied: Meta-Analysis, Randomized Controlled Trial, Systematic Review, in the last 10 years, Adult: 19+ years. [Clear all](#)

Did you mean **timing of tracheostomy OR early AND late tracheostomy** (8 results)?

**Timing of tracheostomy in patients with prolonged endotracheal intubation: a systematic review.**

Cite Adly A, Youssef TA, El-Beghermy MM, Younis HM.  
Eur Arch Otorhinolaryngol. 2018 Mar;275(3):679-690. doi:  
Share 10.1007/s00405-017-4838-7. Epub 2017 Dec 19.  
PMID: 29255970 Review.

**Incidence of sternal wound infection after tracheostomy in patients undergoing cardiac surgery: A systematic review and meta-analysis.**

Cite Toeg H, French D, Gilbert S, Rubens F.  
J Thorac Cardiovasc Surg. 2017 Jun;153(6):1394-7.  
Share 10.1016/j.jtcvs.2016.11.040. Epub 2016 Nov 17.  
PMID: 27964980 Free article

**Effect of early tracheostomy on mortality in patients with acute respiratory distress syndrome: a systematic review and meta-analysis.**

Cite ...  
Share ...  
PMID: ...

PUBLICATION DATE

- 1 year
- 5 years
- 10 years
- Custom Range

AGE

- Adult: 19+ years

Additional filters

**Early versus late percutaneous dilational tracheostomy in critically ill patients anticipated requiring prolonged mechanical ventilation.**

Cite Zheng Y, Sui F, Chen XK, Zhang GC, Wang XW, Zhao S, Song Y, Liu W, Xin X, Li WX.  
Share Chin Med J (Engl). 2012 Jun;125(11):1927-30.  
PMID: 22884055 Clinical Trial

**Early tracheostomy in patients with acute respiratory distress syndrome but has no impact on mortality: a retrospective study.**

Cite ...  
Share ...  
PMID: ...  
doi: ...  
Schmelzer T, Padberg ...

REVIEW ARTICLE

**Timing of tracheostomy in patients with prolonged endotracheal intubation: a systematic review**  
Ahmed Adly<sup>1</sup> · Tamer Ali Youssef<sup>1</sup> · Marwa M. El-Beghermy<sup>1</sup> · Hussein M. Younis<sup>1</sup>




**Early versus late tracheostomy in patients with acute respiratory distress syndrome: a randomized pilot trial SETPOINT.**

Cite ...  
Share ...  
PMID: 22264372 Clinical Trial.

**Early and late outcome after single step dilatational tracheostomy versus the guide wire dilating forceps technique: a prospective randomized clinical trial.**

Cite Fikkers BG, Staatsen M, van den Hoogen FJ, van der Hoeven JG.  
Share Intensive Care Med. 2011 Jul;37(7):1103-9. doi: 10.1007/s00134-011-2222-4. Epub 2011 Apr 12.  
PMID: 21484081 Free PMC article. Clinical Trial.



European Archives of Oto-Rhino-Laryngology (2018) 275:679–690  
<https://doi.org/10.1007/s00405-017-4838-7>

REVIEW ARTICLE



## Timing of tracheostomy in patients with prolonged endotracheal intubation: a systematic review

Ahmed Adly<sup>1</sup> · Tamer Ali Youssef<sup>1</sup> · Marwa M. El-Beghermy<sup>1</sup> · Hussein M. Younis<sup>1</sup>

### **Meta-analyse**

1987-2017

English

RCT

### **Groepen**

< 7 dagen

<14 dagen


<21 dagen

### **Medline search:**

timing of tracheostomy

early vs late tracheostomy

tracheostomy after intubation



European Archives of Oto-Rhino-Laryngology (2018) 275:679–690  
<https://doi.org/10.1007/s00405-017-4838-7>

REVIEW ARTICLE



Timing of tracheostomy in patients with prolonged endotracheal intubation: a systematic review

Ahmed Adly<sup>1</sup> · Tamer Ali Youssef<sup>1</sup> · Marwa M. El-Begery<sup>1</sup> · Hussein M. Younis<sup>1</sup>

# resultaten

690 artikelen  
43 voldeden aan criteria  
222.501 volwassenen

**Table 1** Data collected from the articles involved in comparing early and late tracheostomy in adults

Author	Type of study	Patients with early tracheostomy					Patients with late tracheostomy						
		NO_	at (Days)	HAP	Mortality	MV Mean ± SD	ICU stay Mean ± SD	NO_	at (Days)	HAP	Mortality	MV Mean ± SD	ICU stay Mean ± SD
Ahmed and kuo [6]	Retrospective cohort	29	<7	11	4	15.7 ± 6	19 ± 7.7*	107	>7	14	1	20 ± 16	25.8 ± 11.8
Alali et al. [7]	Retrospective cohort	62	<8	–	48	10 ± 5.65*	13 ± 5.65*	59	>8	–	39	16 ± 6.36	19 ± 7
Alhajhusain et al. [8]	Retrospective cohort	39	<9	5*	5	15.1 ± 8.2*	16.6 ± 7.6*	63	>9	25	23	27.2 ± 10.9	27.2 ± 9.1
Arabi et al. [9]	Prospective cohort	29	<7	–	5	9.6 ± 1.2*	10.9 ± 1.2*	107	>7	–	15	18.7 ± 1.3	21 ± 1.3
Armstrong et al. [10]	Retrospective cohort	62	<7	–	7	–	15 ± 12*	95	>7	–	11	–	29 ± 26
Barquist et al. [11]	Prospective cohort	29	<8	28	2	8.57 ± 7.9	4.96 ± 6	31	>28	28	5	8.83 ± 9	5.26 ± 6.5
Ben-Avi et al. [12]	Retrospective cohort	90	<14	–	16*	16 ± 11	27 ± 21	109	>14	–	17	21 ± 14	31 ± 23
Bickenbach et al. [13]	Retrospective cohort	237	<10	–	53*	20.1 ± 11.4*	25.5 ± 15.7*	59	>10	–	24	29.5 ± 13.8	34.2 ± 24.1
Blot et al. [14]	Prospective cohort	61	<4	–	21	–	–	95	>14	–	20	–	–
Bosel et al. [15]	Prospective cohort	30	<3	–	4	15 ± 4.94	17 ± 6.36	30	7–14	–	2	12 ± 5.65	18 ± 7
Chen et al. [16]	Retrospective cohort	22	<21	–	–	44.4 ± 10.4*	–	38	>21	–	–	59.5 ± 9.6	–
Choi et al. [17]	Retrospective cohort	10	<10	4*	–	5.2 ± 6.5*	20.8 ± 6*	11	>10	9	–	29.2 ± 22.9	38 ± 18.5
Devarajan et al. [18]	Retrospective cohort	114	<10	63*	24*	–	526.5 ± 351.2*	114	14–28	71	46	–	698.7 ± 332.5
Flaatten et al. [19]	Retrospective cohort	230	<6	–	51*	–	–	231	>6	–	75	–	–
Ganuja et al. [20]	Retrospective cohort	101	<7	75	1	33.79 ± 29.62*	40.31 ± 26.49*	114	>7	83	4	40.73 ± 22.71	49.42 ± 19.24
Gatti et al. [21]	Prospective cohort	14	<7	–	–	12.6 ± 6.5*	15 ± 6.5*	10	>7	–	–	20.9 ± 10.7	27.1 ± 11.1
Gessler et al. [22]	Retrospective cohort	39	<7	19*	3*	17.4 ± 1.98*	–	109	>7	75	8	22.3 ± 1.77	–
Holloway et al. [23]	Retrospective cohort	24	<14	–	1	–	15 ± 7.5*	49	>14	–	1	–	19 ± 11.8
Hosseini et al. [24]	Retrospective cohort	13,386	<10	–	2837*	–	–	26,625	>10	–	7147	–	–
Huang et al. [25]	Retrospective cohort	11	<10	–	1*	–	16 ± 8*	27	>10	–	4	–	29 ± 13
Hyde et al. [26]	Retrospective cohort	53	<5	–	–	16.7 ± 11.4*	21.4 ± 11*	53	>5	–	–	21.9 ± 12.9	28.6 ± 16.3
Jeon et al. [27]	Retrospective cohort	39	<10	2*	2	11.4 ± 5.6*	19.9 ± 10.6*	86	>10	16	6	21.5 ± 15.5	31.1 ± 18.2
Keenan et al. [28]	Retrospective cohort	5402	<10	2479	568	–	–	4260	>10	2094	372*	–	–
Koch et al. [29]	Retrospective cohort	50	<4	19*	10	15.3 ± 5.4*	21.5 ± 7.5*	50	>4	32	11	21.1 ± 7.24	30.6 ± 7.5
Mahafza et al. [30]	Retrospective cohort	70	<21	20*	13*	–	–	26	>21	15	13	–	–
Mehta et al. [31]	Retrospective cohort	7595	<7	–	831	–	–	12,230	>7	–	1850	–	–
Moller et al. [32]	Retrospective cohort	81	<7	22*	–	12.2 ± 0.9*	16.7 ± 1*	104	>7	44	–	21.9 ± 1.3	26 ± 1.3
Pinheiro et al. [33]	Retrospective cohort	11	<8	6*	1*	–	–	17	>8	12	8	–	–
Puentes et al. [34]	Retrospective cohort	32	<7	–	8*	–	–	115	>7	–	34	–	–
Rizk et al. [35]	Prospective cohort	1577	<7	861*	–	–	–	1527	>7	1118	–	–	–
Rodrigues et al. [36]	Prospective cohort	51	<7	33*	–	12 ± 1*	16 ± 1*	55	>7	53	–	32 ± 3	37 ± 4
Rumbach et al. [37]	RCT	60	<2	5*	19*	7.6 ± 4*	4.8 ± 1.4*	60	>14	15	37	17.4 ± 5.3	16.2 ± 3.8
Scales et al. [38]	Retrospective cohort	1081	<9	–	426	–	–	4773	>13	–	1768	–	–
Tong et al. [40]	Case series	128	<7	3*	8*	21.47 ± 1.86*	17.52 ± 1.38*	464	>7	15	71	39.33 ± 1.33	26.27 ± 0.73
Villwock et al. [41]	Retrospective cohort	5591	<10	347*	699	–	29.1 ± 24.4*	7574	>10	644	894	–	36.8 ± 26
Villwock and Jones [42]	Retrospective cohort	53,749	<10	2429*	8947*	–	24 ± 9.6*	71,244	>10	3576	15,466	–	33 ± 11.6
Wang et al. [43]	Retrospective cohort	16	<10	7*	2*	14.9 ± 8.9*	–	50	>10	38	4	22.1 ± 7.6	–
Young et al. [44]	RCT	315	<4	–	139	–	13 ± 5.46	312	>10	–	141	–	13.1 ± 8.2
Yue et al. [45]	RCT	58	3	17*	–	–	–	61	15	30	–	–	–


# resultaten




**Timing of tracheostomy in patients with prolonged endotracheal intubation: a systematic review**

Ahmed Adly<sup>1</sup> · Tamer Ali Youssef<sup>1</sup> · Marwa M. El-Begery<sup>1</sup> · Hussein M. Younis<sup>1</sup>

# resultaten



## Incidence of HAP






Timing of tracheostomy in patients with prolonged endotracheal intubation: a systematic review

Ahmed Adly<sup>1</sup> · Tamer Ali Youssef<sup>1</sup> · Marwa M. El-Begery<sup>1</sup> · Hussein M. Younis<sup>1</sup>

# resultaten

## Mortality







Timing of tracheostomy in patients with prolonged endotracheal intubation: a systematic review

Ahmed Adly<sup>1</sup> · Tamer Ali Youssef<sup>1</sup> · Marwa M. El-Begery<sup>1</sup> · Hussein M. Younis<sup>1</sup>

# resultaten

## Duration of Mechanical Ventilaton







Timing of tracheostomy in patients with prolonged endotracheal intubation: a systematic review

Ahmed Adly<sup>1</sup> · Tamer Ali Youssef<sup>1</sup> · Marwa M. El-Begery<sup>1</sup> · Hussein M. Younis<sup>1</sup>

# resultaten



## ICU Length of Stay





European Archives of Oto-Rhino-Laryngology (2018) 275:679–690  
<https://doi.org/10.1007/s00405-017-4838-7>

REVIEW ARTICLE



Timing of tracheostomy in patients with prolonged endotracheal intubation: a systematic review

Ahmed Adly<sup>1</sup> · Tamer Ali Youssef<sup>1</sup> · Marwa M. El-Begery<sup>1</sup> · Hussein M. Younis<sup>1</sup>




# bependingen

- Heterogene studies
- Gemiste studies
- Klinisch oordeel: langere beademing nodig
- Co-morbiditeit en RvO vaak onduidelijk








# conclusie

Vroege tracheostomy geassocieerd met:



# Timing of Tracheostomy in ICU Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials

Raffaele Merola <sup>1,\*</sup>, Carmine Iacovazzo <sup>1</sup>, Stefania Troise <sup>2</sup>, Annachiara Marra <sup>1</sup>, Antonella Formichella <sup>1</sup>, Giuseppe Servillo <sup>1</sup> and Maria Vargas <sup>1</sup>




## Bayesian analysis of a systematic review of early versus late tracheostomy in ICU patients

Laura Quinn<sup>1,2,\*</sup>, Tonny Veenith<sup>3</sup>, Julian Bion<sup>4</sup>, Karla Hemming<sup>1</sup>, Tony Whitehouse<sup>3</sup> and Richard Lilford<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Institute of Applied Health Research, University of Birmingham, Birmingham, UK, <sup>2</sup>NIHR Birmingham Biomedical Research Centre, University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust and University of Birmingham, Birmingham, UK, <sup>3</sup>Department of Critical Care and Anaesthesia, Queen Elizabeth Hospital Birmingham, Birmingham, UK and

<sup>4</sup>Intensive Care Medicine, University of Birmingham, Birmingham, UK






## Tracheostomy: Epidemiology, Indications, Timing, Technique, and Outcomes

Nora H Cheung MD and Lena M Napolitano MD


In conclusion, there is no benefit to early tracheostomy in most ICU patients with acute respiratory failure, and waiting until  $\geq 10$  d of intubation and mechanical ventilation is recommended to determine whether ongoing respiratory support is required. Special patient populations



considered. Based on the available information, one could consider a tracheostomy as soon as it is apparent that weaning from artificial ventilation is unlikely to happen within two weeks after endotracheal intubation, in particular in neurological patients (Level C). Since this prediction is very difficult, tracheostomy generally should be delayed until at least 10 days after initiation<sup>52</sup>.



VS





## Percutaneous and surgical tracheostomy in critically ill adult patients: a meta-analysis


Christian Putensen<sup>1\*</sup>, Nils Theuerkauf<sup>1</sup>, Ulf Guenther<sup>1</sup>, Maria Vargas<sup>2</sup> and Paolo Pelosi<sup>2</sup>

### Key messages

- PT can be performed faster and reduces the risk for stoma inflammation and infection when compared with ST.
- PT is associated with increased technical difficulties when compared with ST.
- Among PT techniques, MDT and SSDT were associated with the lowest risk of intraprocedural technical difficulties and major intraprocedural bleeding.
- Risk for tracheal stenosis and odds for hospital survival were not different between PT techniques and ST.

# Chirurgische Tracheostomie







# Percutane tracheostomy



# Contra-Indicatie

absoluut



# Contra-Indicatie

relatief



# Wat heb je nodig?



# Wat heb je nodig?




# Wat heb je nodig?

- CUFF – SUBGLOTTISCH / SUBGLOTTIC

# Wat heb je nodig



# Wat heb je nodig



# Toys for the boys





# Work-up



Contra-indicaties



Inspectie H/H



Echo hals



# Anatomie




















Distribution of thyroid veins.



Distribution of thyroid arteries with associated laryngeal nerve, anterior view





F. Praxel 50


# Waar wat en wie?

beademing



Dr. luchtweg

Dr. trach




glidescope

bronchoscoop









## Percutaneous dilatational tracheostomy versus fibre optic bronchoscopy-guided percutaneous dilatational tracheostomy in critically ill patients: a randomised controlled trial


Guanggui Shen<sup>1</sup> · Hongzhen Yin<sup>1</sup> · Yingya Cao<sup>1</sup> · Meijun Zhang<sup>1</sup> · Jingyi Wu<sup>1</sup> · Xiaogan Jiang<sup>1</sup> · Tao Yu<sup>1</sup> · Weihua Lu<sup>1</sup>


Received: 22 May 2018 / Accepted: 1 August 2018 / Published online: 11 August 2018  
© Royal Academy of Medicine in Ireland 2018



**Table 2** Incidence of complications


Characteristic	All ( <i>n</i> = 90)	PDT ( <i>n</i> = 45)	PDT-FOB ( <i>n</i> = 45)	<i>t</i> / $\chi^2$	<i>P</i>
Complication rate (%) ( <i>n</i> )	30% (27/90)	40% (18/45)	20% (9/45)	4.286	0.038
Minor haemorrhage controlled by compression (%) ( <i>n</i> )	26.7% (24/90)	33.3% (15/45)	20% (9/45)	2.045	0.153
Major haemorrhage requiring intervention (%) ( <i>n</i> )	1.1% (1/90)	4.4% (2/45)	0 (0/45)	–	0.494
Pneumothorax (%) ( <i>n</i> )	1.1% (1/90)	2.2% (1/45)	0 (0/45)	–	1.000
Total rate of first-time success (%) ( <i>n</i> )	78.9% (71/90)	64.4% (29/45)	93.3% (42/45)	11.27	0.001
Puncture with the puncture needle (%) ( <i>n</i> )	84.4% (76/90)	75.6% (34/45)	93.3% (42/45)	5.414	0.039
Insertion of the tracheostomy catheter (%) ( <i>n</i> )	94.4% (85/90)	88.9% (40/45)	100% (45/45)	5.294	0.056
Time of procedure (min)	11.3 ± 1.3	12.9 ± 1.1	9.8 ± 1.2	12.812	<0.001





*opereren*  
=  
*positioneren*

**TRACOE**<sup>®</sup>  
*twist*




**H+**  
**MC** Intensive Care





**Atos**  
Breathing-Speaking-Living



**TRACOE**<sup>®</sup>  
*twist*








**H+**  
MC Intensive Care













**I hate  
Complications**

**ORIGINAL ARTICLE**

# Safety and Feasibility of Very Early Bronchoscopy-assisted Percutaneous Dilatational Tracheostomy in Anterior Cervical Spine Fixation Patients


Amrutha Liz Paul<sup>1</sup>, Ram Varaham<sup>2</sup>, Kannan Balaraman<sup>3</sup>, S Rajasekaran<sup>4</sup>, Balasubramani VM<sup>5</sup>

Received on: 23 August 2022; Accepted on: 25 August 2022; Published on: 30 September 2022


**Table 4: Complications**



Bleeding (not amounting to transfusion)	4 (0.04%)
Bradycardia	7 (0.08%)
Desaturation	8 (0.09%)
Surgical-site infection	1 (0.01%)

Values presented as numbers (percentage)




6.35






**Figure 10-7C**



# Conclusies

1. Start met denken op dag 7
2. Gebruik de “toys for boys”
3. Er is geen reden om niet eerst aan de percutane te denken







**H+**  
MC Intensive Care

# Vragen?

Scan de QR-code voor het doorsturen van uw vragen

- Uw naam (optioneel)
- Naam van de spreker
- Uw vraag

U kunt het formulier meermaals gebruiken/invullen



# 02

## Lange termijn uitkomsten na de IC

De impact van IC herinneringen

Drs. Rens Kooken | Arts-Promovendus IC Radboud UMC

# De Intensive Care overleefd.. en dan?

Langetermijnuitkomsten van de IC en de impact van herinneringen

**Drs. Rens Kooken**

Arts-onderzoeker Intensive Care



**Radboudumc**

---

# De IC overleefd!



Jaarlijks **80.000** patiënten opgenomen op de IC  
(220 opnames p/dag)



**90%** (70.000) overleeft de IC opname

**1<sub>jr</sub>**

**75%** (60.000) overleeft het 1<sup>e</sup> jaar




# En dan?

Dan begint het herstel




**50%** van de overlevers heeft fysieke, mentale en/of cognitieve klachten 1 jaar na IC

## Post-Intensive Care Syndroom (PICS)



# Percentage post-IC klachten



---

# Risicofactoren PICCS

IC factoren

.. . . .

Patiëntfactoren

# Risicofactoren PICS

## IC factoren

- Hoge ziekte-ernst
- IC-ligduur
- Doorgemaakt delirium
- Negatieve herinneringen

## Patiëntfactoren

- Leeftijd
- Vrouwelijk geslacht
- Pre-IC frailty
- Pre-IC mentale klachten
- Lage sociaal-economische status


---

# Risicofactoren PICS

Doorgemaakt delirium

&


Negatieve herinneringen



---

# Risicofactoren PICS

Doorgemaakt delirium



# IC delirium


1 op 3 IC patiënten

Beademd? 1 op 2

Altijd onderliggende oorzaak

(Nog) geen medicamenteuze  
behandeling


Sterke (en enige) risicofactor  
voor **cognitieve stoornissen**




---

# Risicofactoren PICs

Negatieve herinneringen



# Herinneringsvorming op de IC




**Intensive Care  
stressoren**

**Sedatie**  
Comfort en faciliteren  
beademing




# IC herinneringstypes


≠ waan!



Feitelijke  
herinneringen



Complete  
amnesie



Waan  
herinneringen

---

# Waanherinneringen

“Ik werd geopereerd op de motorkap in een garage door de burens. Ziekenhuis stortte in, apparatuur die me in leven hield deed het niet meer.”

“Ik zakte steeds dieper in mijn matras, dacht dat ik begraven werd en mensen feest vierden.”



“Verpleegkundige had mij ontvoerd en vastgebonden in de kelder, wilde me vergiften en vermoorden, werd uitgelachen.”

“Ik zat in een vallend ruimteschip na harttransplantatie en werd neergeschoten door degene van wie het hart was.”

---


# Vragen/onderzoeksdoelen

Hoe verhouden deze herinneringstypes zich tot elkaar?


Welke factoren dragen bij aan herinneringsvorming?

Hoe verschillen de langetermijntuitkomsten tussen de herinneringstypes?

# Methoden




2 NL UMCs



N = 428



Telefonisch  
interview




**3 maanden post-IC**  
ICU Memory Tool




**3 en 12 maanden post-IC**  
IES-6 vragenlijst (PTSD)

---


# Verdeling herinneringstypes



# Verdeling herinneringstypes



Delirium in  
(slechts) 41% (!)



Geen 'condicio sine qua non'?  
Onopgemerkt gebleven?

# Determinanten van herinneringstypes

Referentie = feitelijk

	Amnesie		Waanherinnering	
	OR	95% CI	OR	95% CI
Vrouwelijk geslacht	1.99	1.04 – 3.81	1.22	0.73 – 2.03
Leeftijd (jaren)	1.03	1.00 – 1.05	0.98	0.97 – 1.00
SOFA score	1.05	0.94 – 1.17	1.06	0.97 – 1.15
Dagen diepe sedatie	1.34	1.09 – 1.65	1.12	0.94 – 1.34
Delirium	1.02	0.45 – 2.33	1.94	1.04 – 3.61
Fysieke fixatie	1.37	0.61 – 3.07	1.26	0.65 – 2.43
IC ligduur	0.98	0.87 – 1.10	1.11	1.02 – 1.21
Mechanische beademing	1.42	0.45 – 4.54	0.74	0.36 – 1.51

# Determinanten van herinneringstypes

Referentie = feitelijk

Vrouwelijk geslacht en duur van coma zijn geassocieerd met **IC-amnesie**

	<b>Amnesie</b>		<b>Waanherinnering</b>	
	<b>OR</b>	<b>95% CI</b>	<b>OR</b>	<b>95% CI</b>
<b>Vrouwelijk geslacht</b>	<b>1.99</b>	<b>1.04 – 3.81</b>	1.22	0.73 – 2.03
Leeftijd (jaren)	1.03	1.00 – 1.05	0.98	0.97 – 1.00
SOFA score	1.05	0.94 – 1.17	1.06	0.97 – 1.15
<b>Dagen diepe sedatie</b>	<b>1.34</b>	<b>1.09 – 1.65</b>	1.12	0.94 – 1.34
Delirium	1.02	0.45 – 2.33	1.94	1.04 – 3.61
Fysieke fixatie	1.37	0.61 – 3.07	1.26	0.65 – 2.43
IC ligduur	0.98	0.87 – 1.10	1.11	1.02 – 1.21
Mechanische beademing	1.42	0.45 – 4.54	0.74	0.36 – 1.51

# Determinanten van herinneringstypes



Referentie = feitelijk

Vrouwelijk geslacht en duur van coma zijn geassocieerd met **IC-amnesie**


Delirium en IC ligduur zijn geassocieerd met **waanherinneringen**

	<b>Amnesie</b>		<b>Waanherinnering</b>	
	<b>OR</b>	<b>95% CI</b>	<b>OR</b>	<b>95% CI</b>
<b>Vrouwelijk geslacht</b>	<b>1.99</b>	<b>1.04 – 3.81</b>	1.22	0.73 – 2.03
Leeftijd (jaren)	1.03	1.00 – 1.05	0.98	0.97 – 1.00
SOFA score	1.05	0.94 – 1.17	1.06	0.97 – 1.15
<b>Dagen diepe sedatie</b>	<b>1.34</b>	<b>1.09 – 1.65</b>	1.12	0.94 – 1.34
<b>Delirium</b>	1.02	0.45 – 2.33	<b>1.94</b>	<b>1.04 – 3.61</b>
Fysieke fixatie	1.37	0.61 – 3.07	1.26	0.65 – 2.43
<b>IC ligduur</b>	0.98	0.87 – 1.10	<b>1.11</b>	<b>1.02 – 1.21</b>
Mechanische beademing	1.42	0.45 – 4.54	0.74	0.36 – 1.51

# Herinneringen en langetermijn PTSS



# Effect van feitelijke herinneringen?




# Recap




1/3<sup>e</sup> waanherinneringen, ook zonder delirium!



Waanherinneringen onafhankelijke link met PTSS. Toename in tijd!



Feitelijke herinneringen zijn NIET schadelijk!




Vrouwelijk geslacht meer risico op amnesie

---

# Implicatie voor de klinische praktijk

Beperken van psychologische impact  
van een IC opname?



Beperk verstoringen in herinneringen!



Geen of lichte sedatie

Tijdens IC opname


# Dexmedetomidine



Total (95% CI) 4008 3950 100.0%  
 Total events 1138 1294  
 Heterogeneity:  $\tau^2 = 0.09$ ;  $\text{Chi}^2 = 84.99$ ,  $\text{df} = 31$  ( $P < 0.00001$ );  $I^2 = 64\%$   
 Test for overall effect:  $Z = 4.22$  ( $P < 0.0001$ )


77 RCTs (n = 11,997)

Verlaging delier risico met **33%!**




# Implicatie voor de klinische praktijk

Beperken van psychologische impact  
van een IC opname?




Beperk verstoringen in herinneringen!



# ABCDEF bundle

N = 15 226; 68 ICUs



## A

- Assess, Prevent, and Manage Pain

**EZ PICTURE BOARD BY VIDATAK**  
AN INNOVATION IN PATIENT COMMUNICATION

### ● I AM

short of breath	in pain	choking	feeling sick
hungry/thirsty	cold/hot	tired	dizzy
angry	afraid	frustrated	sad

### ● I WANT TO SEE

doctor	nurse	family	chaplain
--------	-------	--------	----------

### ● I WANT

to be suctioned	lip moistened	water	to be comforted	to sleep
tv/video/dvd	call light /remote	it quiet	lights off/on	to go home
to sit up	to lie down	to turn left/right	head of bed up/down	get out of bed

A	B	C	D	E	F	G	H	I	1	2	3	Thank You		
J	K	L	M	N	O	P	Q	R	4	5	6		I Love You	
S	T	U	V	W	X	Y	Z	.	7	8	9			❤️
'	,	?	!	SPACE							+	0	-	

SINGLE PATIENT USE. Please do not re-use between patients.

👎 no

👍 yes

STOP

✍️ pen/paper


ATs) and Ts)

age

ment

# Implicatie voor de klinische praktijk


Beperken van psychologische impact van een IC opname?



Beperk verstoringen in herinneringen!




Geen of lichte sedatie



IC dagboek



Non-farmacologische interventies



IC nazorgpoli (incl. IC bezoek)

Tijdens IC opname

Na ontslag

---

# Dank voor uw aandacht

**Rens Kooken**

Arts-onderzoeker Intensive Care  
Radboudumc

[Rens.Kooken@radboudumc.nl](mailto:Rens.Kooken@radboudumc.nl)

Een patiëntgerichte IC  
is teamwork!



# Vragen?

Scan de QR-code voor het doorsturen van uw vragen

- Uw naam (optioneel)
- Naam van de spreker
- Uw vraag

U kunt het formulier meermaals gebruiken/invullen



# 03

## Patiënt- en familiegerichte zorg

De impact van communicatie

Dr. Bram Tilburgs | Post-doc onderzoeker IC Radboud UMC

# Patiënt en familie gerichte zorg: de impact van communicatie

Bram Tilburgs



**Radboudumc**

---

# Patiënten casus



---

# De intensive care


- IC-opnames zijn stressvol:
  - Patiënten: pijn, delier, immobiliteit, slaap gebrek, dorst, en onzekerheid
  - Familieleden: emotionele belasting, vermoeidheid en symptomen van angst, depressie of PTSS
  - Langetermijn gevolgen:
    - Patiënten: Post Intensive Care Syndroom (PICS)
    - Naasten: PICS-Family (PICS-F)

---

# Patiënt en familie gerichte zorg

- Patiënt- en familiegerichte zorg (PFGZ)
  - Richt zich op waardigheid, respect, informatie-uitwisseling, samenwerking en participatie
  - Tussen zorgverleners, patiënt, naasten
  - Een aanbevolen benadering om de belasting van de IC te verminderen
  - PFGZ wordt niet consistent toegepast

## Framework - English



<https://ilccare.org/the-fundamentals-of-care-framework/>

# Bewijs voor voordelen PFGZ ??

## Patients' and nurses' experiences of fundamental nursing care: A systematic review and qualitative synthesis

Claire Pentecost BSc (Hons), PhD ✉, Julia Frost BA (Hons), MSc, PhD,  
Holly V. R. Sugg LLB Hons, MSc, PGDip, PhD, Angelique Hilli PhD ... See all authors ▾

Patient- and family-centered care interventions for improving the quality of health care: A review of systematic reviews


Myonghwa Park, Thi-Thanh-Tinh Giap ✉, Mihyun Lee, Hyun Jeong, Miri Jeong, Younghye Go

## Intensive care unit length of stay is reduced by protocolized family support intervention: a systematic review and meta-analysis

Systematic  
Volume 45



Contents lists available at ScienceDirect  
Intensive & Critical Care Nursing  
journal homepage: [www.sciencedirect.com/journal/intensive-and-critical-care-nursing](http://www.sciencedirect.com/journal/intensive-and-critical-care-nursing)



Review Article

### The effectiveness of family participation interventions for the prevention of delirium in intensive care units: A systematic review

Marli Lopo Vitorino <sup>a,b,\*</sup> ✉, Adriana Henriques <sup>a,b</sup>, Graça Melo <sup>a,b</sup>, Helga Rafael Henriques <sup>b</sup>

<sup>a</sup> University of Lisbon/Nursing School of Lisbon, Lisbon, Portugal

<sup>b</sup> Nursing Research, Innovation and Development Centre of Lisbon (CIDNUR), Nursing School of Lisbon, Lisbon, Portugal

Issues in Family

## An evaluation of family-centered care services a

Patient-centered care, nurse work environment and implicit rationing of nursing care in Swiss acute care hospitals: a cross-sectional multi-center study ☆

Stephanie Bachnick <sup>a</sup> ✉, Dietmar Ausserhofer <sup>a,b</sup> ✉, Marianne Baernholdt <sup>c</sup> ✉, Michael von <sup>a,d</sup> ✉, On behalf of the Match RN study group <sup>1</sup>

---

# Doelen

- Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren voor PFGZ op de IC
- Welke interventies voor PFGZ zijn belangrijk en haalbaar



---

# Interviews

- Semigestructureerde focusgroepen
  - Oud-IC-patiënten en familieleden (>18 jaar en IC-opname >48 uur)
  - IC-verpleegkundigen
  - IC-zorgassistenten
  - IC-artsen
- Audio opgenomen en getranscribeerd
- Thematische analyse (inductief)



# Delphi studie




Das Orakel zu Delphi.

- Een Delphi-studie is een methode om consensus te bereiken tussen experts
  - Meerdere beoordelingsrondes
  - Combineert literatuur, survey data en consensus bijeenkomsten
- Doel: bepalen welke PFGZ-interventies belangrijk én haalbaar zijn


---

# Delphi studie


1. Ideeën verzamelen:
  - literatuur + focusgroepen → lijst interventies
2. Beoordelen:
  - deelnemers scoren belang & haalbaarheid
3. Panel bijeenkomst:
  - bespreken interventies zonder consensus
4. Definitieve scores:
  - belang en haalbaarheid



# Resultaten



# Resultaten



---

# Resultaten







Familie  
aanwezigheid en  
participatie

De patient wordt zo veel mogelijk gestimuleerd om deel te nemen aan de zorg

In overleg wordt een dagschema opgesteld. Dit schema wordt afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de patiënt

# Resultaten

Familie  
aanwezigheid en  
participatie




# Resultaten




---

# Resultaten



Ondersteuning  
patiënt en familie






De patiënt en de familie krijgen tijdens de  
IC-opname psychologische ondersteuning  
afgestemd op hun behoeften


---

# Resultaten

Ondersteuning  
patiënt en familie



# Resultaten



---

# Resultaten



Communicatie met  
patiënt en familie





Er wordt minstens wekelijks een gesprek gepland met de patiënt, de familie, verpleegkundige en de intensivist. Hier wordt de toestand van de patiënt, de zorg en het behandelplan besproken

De contactpersoon van de patiënt wordt, op de hoogte gehouden van de toestand van de patiënt. De verpleegkundige en de contactpersoon dragen hierin een gedeelde verantwoordelijkheid

---

# Resultaten

Communicatie met  
patiënt en familie




# Resultaten



---

# Resultaten





Organisator-ische en  
omgevings-aspecten

Er wordt een 'getting to know you'-poster gebruikt om persoonlijke informatie, wensen en behoeften van de patiënt zichtbaar te maken.


---

# Resultaten

Organisator-ische en  
omgevings-aspecten



# Resultaten



---

# Resultaten


Inzet van specifieke  
consulten en IC-  
teamleden

Er wordt aandacht besteed aan de  
pedagogische begeleiding van kinderen. Er is  
ook informatiemateriaal beschikbaar.

---

# Resultaten

Inzet van specifieke  
consulten en IC-  
teamleden



# Resultaten



---

# Resultaten



Communicatie  
tussen zorgverleners





PFGZ is de norm. Zorgprofessionals stimuleren elkaar om PFGZ toe te passen en geven elkaar hierin feedback.


---

# Resultaten

Communicatie  
tussen zorgverleners



# Resultaten



---

# Resultaten



Ontslag en nazorg

De patiënt en de familie hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van een IC-nazorgpolikliniek en/of om de IC opnieuw te bezoeken

Na ontslag van de IC wordt elke IC-patiënt bezocht door een IC-verpleegkundige of IC-arts op de verpleegafdeling

# Resultaten




Ontslag en nazorg

## Mijn IC-dagboek


Om vast te leggen wat er gebeurt,  
in woorden en vanuit  
verschillende perspectieven



Atos  
Calculon v.o.s.



# Resultaten



---

# Take home....

- Goede communicatie is de kern van PFGZ
- (Familie)betrokkenheid verbetert de zorgervaring
- PFGZ interventies kunnen grote impact hebben
- PFGZ vraagt om teamwork
- en een cultuur waarin samenwerking en continuïteit centraal staan.

---

# Vragen/opmerkingen



[Bram.Tilburgs@radboudumc.nl](mailto:Bram.Tilburgs@radboudumc.nl)

# Vragen?

Scan de QR-code voor het doorsturen van uw vragen

- Uw naam (optioneel)
- Naam van de spreker
- Uw vraag

U kunt het formulier meermaals gebruiken/invullen



# Pauze

11:00 – 11:30

# Vragen?

Scan de QR-code voor het doorsturen van uw vragen

- Uw naam (optioneel)
- Naam van de spreker
- Uw vraag

U kunt het formulier meermaals gebruiken/invullen



# 04

## Decannulation ahead

From evidence to everyday practice in neurological patients  
Prof. Dr. Rainier Dziewas | Neuroloog Hospital Osnabrück  
President ESSD

A special thanks to ESSD



## ESSD 2026 16<sup>th</sup> Annual Congress

Advances in Measurement in Dysphagia:  
Innovation and Best Practices

The ESSD is delighted to host  
its annual congress in:

**Leiden, Netherlands**  
**From 19 to 23 October 2026**



<https://essd2026.org>

# Decannulation ahead: from evidence to everyday practice in neurological patients

---

Rainer Dzierwas

Department of Neurology and Neurorehabilitation

Klinikum Osnabrück - Academic Teaching Hospital of the University of Münster



# Outline

- > **General treatment options**
  - > **Guideline suggestions & basic principles & education**
- > The A<sup>2</sup>BC approach (I)
  - > Targeted diagnostic procedures
- > The A<sup>2</sup>BC approach (II)
  - > Targeted therapeutic interventions
- > The comprehensive decannulation algorithm
  - > Combining fast-track and standard-track pathways
- > Looking into the New England Journal of Medicine
  - > Fast-track decannulation works

# What do guidelines suggest?

Dziewas et al. *Neurological Research and Practice* (2021) 3:23  
<https://doi.org/10.1186/s42466-021-00122-3>

Neurological Research  
and Practice

**GUIDELINES**

**Open Access**

Diagnosis and treatment of neurogenic dysphagia – S1 guideline of the German Society of Neurology




# Looking into the guidelines

- > **Recommendation 22:** Patients with a tracheal cannula should be managed by a **multi-professional team**.
- > **Recommendation 23:** In tracheotomized patients with the therapeutic aim of decannulation, **swallowing function, oropharyngeal secretion management, vigilance and ability to cooperate, respiratory function, and airway anatomy, the voluntary and reflexive cough, as well as the amount, nature and clearing of the bronchial secretion,** should be evaluated regularly.
- > **Recommendation 24:** In tracheotomized patients, swallowing function should be evaluated with **FEES** and in particular the parameters **“secretion management”, “spontaneous swallowing rate”,** and **“laryngeal sensitivity”** should be investigated.


# Looking into the guidelines

- > **Recommendation 25:** In tracheotomized patients, the **location, fit and patency of the cannula, presence of granulation tissue and the placement of any existing fenestration** should be checked regularly.
- > **Recommendation 26:** If patients are intended to be weaned gradually from the tracheal cannula, a **physiological air flow through the upper airway** should be established to improve pharyngo-laryngeal sensitivity. Therefore, **the tracheal cannula's cuff should be intermittently deflated**, and the cannula be capped or a oneway speaking valve used.
- > **Recommendation 27:** During gradual weaning of the tracheal cannula, if necessary, in the clinical context, **the diameter of the inner cannula should be downsized** to reduce the airway resistance.
- > **Recommendation 28:** A definitive decannulation is usually possible if the cannula's cuff can be **continuously deflated with the cannula simultaneously being capped for 24-48 h** without complications.

# Restoring physiological airflow



# Restoring physiological airflow



Nervenarzt

<https://doi.org/10.1007/s00115-023-01598-x>

Angenommen: 5. Dezember 2023

© The Author(s) 2024



## Curriculum „Trachealkanülenmanagement in der Dysphagietherapie“

C. Ledl<sup>1,2</sup> · U. Frank<sup>1,3</sup> · R. Dziewas<sup>1,4,5,6</sup> · B. Arnold<sup>7</sup> · N. Bähre<sup>8</sup> · C. S. Betz<sup>9,10</sup> ·  
S. Braune<sup>11,12</sup> · T. Deitmer<sup>9</sup> · P. Diesener<sup>8,13,14,15</sup> · A. S. Fischer<sup>16</sup> · S. Hamzic<sup>17,18</sup> · G. Iberl<sup>11</sup> ·  
J. Konradi<sup>17,19</sup> · J. Löhler<sup>20</sup> · T. Platz<sup>21,22,23</sup> · C. Rohlfes<sup>11,24</sup> · M. Westhoff<sup>11,25</sup> · S. Winkler<sup>26</sup> ·  
R. Wirth<sup>27,28</sup> · S. Graf<sup>1,29,30</sup>

# Education

Tab. 2 Inhalte des TKM-Basisseminars und Referentinnen/Berufsgruppen			
Basisthemen	Grundlagen, Erwerb von Kenntnissen (12 UE)	30 UE <sup>a</sup>	Referentinnen <sup>b</sup>
1. Tracheotomie	Indikationen, Kontraindikationen bzw. Alternativen, Zeitpunkt und Arten der Tracheotomie	0,5	FA LogaS
	Implikationen zu Stabilität des Tracheostomas		
	Komplikationen der Tracheotomie		
2. Trachealkanülen (TK)	Auswirkungen der Tracheotomie auf Atemtiefe (Totraumverkleinerung)	1,5	FA LogaS PfI-ITS
	Luftstromführung, Geruch, Geschmack, Husten, Phonation und Kommunikation		
	Indikationen, Komponenten und Varianten: Cuff, einlumige Kanüle und Kanüle mit Innenseele, Techniken der Kanülenfixierung, Fenestrierung, subglottische Absaugung, Vocal-Aid-Funktion, Beatmungskanülen, Platzhalter, Stomapiaster		
	Kriterien zur TK-Auswahl: Funktion, Größe, Außen- und Innendurchmesser, Länge, Material, Krümmungswinkel, Lage der Fenestrierung, Länge des Tracheostomakanals, Erkrankungsstadium		
	Bestimmung des Luftwegs mit unterschiedlichen TK-Varianten		
3. Absaugen	Cuff-Blockung, Blockungsarten (Nieder-, Hochdruck, Foam, Lanz), Cuff-Druck-Kontrolle, Entblockung, Wechsel der Innenkanülen, Ventile und Verschlusskappen	0,5	FA LogaS PfI-ITS
	Indikationsstellung		
	Vorbereitung und Material		
	Geschlossene Absaugsysteme		
4. Pflege von Tracheostoma (TS) und TK	Transnasales, Innenkanülares, endotracheales Absaugen	0,5	FA LogaS PfI-ITS
	Risiko- und Komplikationsmanagement, persönliche Schutzausrüstung		
	TK-Reinigung, TS-Pflege		
	Tracheostomakompressen		
	Fidertechniken und Prophylaxe von Stomaweilung u. a. Komplikationen		
5. Trachealkanülenwechsel (TKW)	Befeuchtung und Entzündungsprophylaxe	0,5	FA LogaS PfI-ITS
	TS-Komplikationen: Entzündungen, Stenosen, Granulationen, Blutungen, Ulzerationen		
	Wechselintervalle und Indikationsstellungen		
	Material, Vorgehen, Risiken		
	TKW mit/ohne Führungsdraht		
6. TK-assoziierte Komplikationen	Möglichkeiten der TK-Lagekontrolle	1,0	FA LogaS
	Cuff-assoziierte Komplikationen		
	Fehltagen der TK (z. B. verdeckte Fenestrierung, tracheale und stomatale Druckläsionen)		
	Obstruktionen		
	Luftverlust parastomal und Abdichttechniken		
7. Notfallsituationen	Stridor, Trachealstenosen, Tracheomalazie, Blutungen, Hautemphysem	0,5	FA LogaS PfI-ITS
	Diagnostik und Management TK-assoziierte Komplikationen		
	Monitoring		
8. Klinische und instrumentelle Diagnostik im TKM	Kenntnis gestaffelter Notfallalgorithmen	2,0	FA LogaS FA
	Notfallinterventionen im Kontext der TKM-Dysphagiebehandlung		
	Screeningverfahren und klinische Schluckuntersuchung: Zeitpunkt und Vorgehen		
9. Therapeutische Interventionen	Aspirationsdiagnostik/Färbetests: Indikation, Reliabilität, Durchführung	1,5	LogaS FA
	Instrumentelle TKM-Diagnostik: endoskopische (FEES) und radiologische (VFSS) Diagnostik, TK-Inspektion, Tracheoskopie und Bronchoskopie		
	Diagnostik der Hustenfunktion: quantitative und qualitative Methoden		
10. Orale Ernährung	Kriterien und Kontraindikationen für Entblocken und sukzessives Okklusionstraining, Unterschiede Okklusion bei Verschlusskappen, expiratorische Okklusion bei Sprechventilen	0,5	LogaS FA
	Indikation und therapeutische Intention der Luftstromführung und der verschiedenen Okklusionsformen, Effekte auf Sekret- und Speichelmanagement, Phonation und Hustenfunktion		
11. Speichel- und Sekretmanagement	Möglichkeiten und Risiken des oralen Kostaufbaus im Kontext des TKM	0,5	LogaS FA PfI-ITS
	Dysphagie-therapeutische Maßnahmen		
	Befeuchtung, Sekretmodulation, Sekretexpektoration		
	Medikamentöse Speichel- und Sekretreduktion		

Tab. 2 (Fortsetzung)			
12. TK-Weaning	Dysphagie-therapeutische Maßnahmen zur Unterstützung der Dekanülierungsfähigkeit: Unterstützung von Speichelmanagement, Atemfunktion und Husteneffektivität	1,0	LogaS FA
	Dekanülierungspfade: spontane und gestufte Pfade		
	Indikation und Effekte des Downstaging, Anpassung des TK-Typs		
13. Dekanülierung	Risikoabwägung und Absprachen im multidisziplinären Team	1,0	LogaS FA
	Voraussetzungen und Kriterien für die Dekanülierbarkeit und Dekanülierungserfolg		
	Vorgehen bei der Dekanülierung		
	Dekanülierungshindernisse (z. B. peristierende schwere Dysphagie, insuffiziente Hustenlösung und Hustenkraft, oropharyngeales und bronchiales Sekret, Beatmungsnotwendigkeit, Stenosen)		
	Schwierige Dekanülierungen (z. B. Platzhaltereinsetz)		
14. Vorgehen bei nichtdekanülierbaren Patientinnen	Prozedere nach der Dekanülierung, Verschluss des Tracheostomas und Komplikationsprophylaxe	0,5	LogaS FA
	Techniken und Probleme der Platzhalteranlage, einschl. endoskopischer Kontrolle		
	Gründe der Nichtdekanülierbarkeit (z. B. supra-/subglottische und glottale Stenosen, funktionelle Atemwegsstenosen, insuffizientes Sekretmanagement, insuffiziente Reinigungsfunktionen)		
	Epithelialisierung des Tracheostomas, TK-Anpassung		
15. TK-Versorgung in der Pädiatrie	Möglichkeiten für Sprech-, Ess- und Trinkfunktion	1,0	FA LogaS PfI-ITS
	<b>TKM in der Pädiatrie (1 UE)</b>		
	TK-Auswahl bei Säuglingen und Kindern (ggf. Nichtanwendbarkeit der Tubusregel zur Sicherung eines ausreichenden TK-Innendurchmessers)		
16. Dekanülierung	Komplikationen und Prävention: akzidentelle Dekanülierung, Druckulzera, Hypergranulation, subglottische und tracheale Stenosen, Infektionen	0,5	Juristen FA LogaS
	Familiäres Umfeld: Interaktion, Schulung		
	Pädiatrische Dekanülierungspfade		
17. Rechtliche Aspekte	Sprechventile und Gefahr von CO <sub>2</sub> -Retentionen	0,5	FA LogaS
	<b>Rechtliche und formale Aspekte (1 UE)</b>		
	Delegationsprinzip (materielle und formale Qualifikation, Pflichten der Delegierenden und der DelegationsnehmerInnen, Insb. gegenseitige Information, Absprachen über das Vorgehen, Übernahmeverantwortung)		
18. Formale Aspekte	Medizinproduktegesetz	1,0	FA LogaS PfI-ITS
	Multidisziplinäres Behandlungsteam: Aufgaben und Absprachen		
	Benefit und Implikationen standardisierter Prozesse, z. B. Absaugen, TK-Pflege, Dekanülierung		
19. ICU-spezifische Atiologien	<b>TKM auf der Intensivstation (ICU): 4 UE</b>	0,5	FA LogaS
	Multifaktorielle Dysphagieursachen und Komplikationen, Postextubationsdysphagie, ICU Acquired Weakness		
	Veränderte Luftstromführung bei TK und Beatmung		
20. Beatmung und Intubation	Oropharyngeale Motilitätsstörungen	1,5	FA PfI-IST LogaS
	Ventilatorinduzierte Zwerchfell- und Zwerchfell-Lidysfunktion		
	Akutes Lungenversagen (ARDS)		
21. ICU-Besonderheiten des TKM	Anatomie und Physiologie der Atmung	1,5	FA PfI-IST LogaS
	Pathophysiologie und Beatmungsindikationen		
	Funktion und Grundbegriffe maschineller Beatmung, Invasive und nichtinvasive Beatmungstherapie, Beatmungsmodi		
22. Funktionelle Dysphagie-therapie – ICU	Endotracheale Intubation, Komplikationen der Intubation	1,5	LogaS FA
	Risiken und Langzeitfolgen der Beatmung		
	Luftstromführung mit TK unter Beatmung		
	Above-Cuff-Vocalization		
	Leckage-Beatmung		
23. Diagnostik, Fallbesprechungen	Kriterien für Spontanatemversuche	3	FA LogaS
	Kriterien für die Cuff-Entblockung		
	Dekanülierungspfade und -kriterien		
	Physikalische und therapeutische Maßnahmen, mechanische In- und Exsufflatoren, NIV, High-Flow-Therapie, atmungstherapeutische Maßnahmen		

Tab. 2 (Fortsetzung)			
22. Funktionelle Dysphagie-therapie – ICU	Lagerung und funktionelle Frühmobilisation	1	LogaS FA
	Orale Hygiene		
	Neuromodulatorische Therapieverfahren		
Praxisthemen	<b>Erwerb praktischer Handlungskompetenzen (11 UE)</b>	2,0	LogaS FA PfI-ITS
	Trachealkanülen-Handling		
	Blocken/Entblocken der TK		
Physiologische Luftstromführung	Wechsel der Innenkanülen (fenestriert, nichtfenestriert)	1,5	LogaS FA
	Verwenden von HME-Filtern, Verschlusskappen und Sprechventilen		
	Sauerstoffzufuhr		
Färbetests/ Absaugen	Luftstromführung mit fenestrierter/nichtfenestrierter Innenkanüle/TK	2,0	LogaS FA PfI-ITS
	Luftstromführung (Fingerschluss, Sprechventil, Verschlusskappe)		
	Übungen zur Luftstromführung bei pädiatrischen Patientinnen		
Komplikationen und Notfallsituationen	Übungen zur Luftstromführung und zur Above-Cuff-Vocalization bei beatmeten Patientinnen	2,5	FA PfI-ITS LogaS
	Absaugen transnasal, Innenkanülar, endotracheal (am Übungsdummy), atraumatisches Absaugen		
	Mind. 10-mal je Teilnehmerin/Modaltät		
Übungen zur Diagnostik, Fallbesprechungen	Durchführung von Färbetests	3	FA LogaS
	Training Ablauf von Notfallalgorithmen für die unterschiedlichen Komplikationssituationen; Dekanülierung/Rekanülierung (trachealkanülenwechsel mit und ohne Führungsdraht)		
	Mind. 10-mal je Teilnehmerin		
	Verdeutlichung, Diskussion und Vertiefung der Inhalte durch Fallbeispiele		
	Entwicklung eines Diagnostik- und Behandlungsplans		
	Befundinterpretation nach klinischer oder instrumenteller Untersuchung bzw. Färbetest		

FEES flexible endoskopische Evaluation der Schluckfunktion, VFSS Videofluoroskopie des Schluckakts, PLF physiologische Luftstromführung, NIV nichtinvasive Beatmung, ICU intensive Care Unit  
<sup>a</sup>Basiseinheit: 29 UE Unterricht + 1 UE Abschlussprüfung  
<sup>b</sup>Akkreditierbare Referentinnen: FA Fachärztinnen (Chirurgie, HNO, Intensivmedizin, Innere Medizin, Neurologie, Phonatrie und Pädiatrie, Pneumologie) mit 2-jähriger Erfahrung in der Behandlung tracheotomierter Patientinnen, LogaS Logopädinnen, akademische Sprachtherapeutinnen mit TKM-Ausbildungszertifikat, PfI-ITS Fachpflegekräfte für Intensivpflege und Anästhesie oder Pflegefachkräfte mit 2-jähriger Intensivverfahren

# Education

Tab. 3 Prüfungen zum TKM-Zertifikat	
<i>Theoretische Prüfung (Basisseminar)</i>	Mind 25 Fragen, dabei mindestens 1 Frage aus jedem der 22 Basisthemen (■ Tab. 2)
<i>Praktische Prüfung (Basisseminar)</i>	Mind. 45 min, Prüfungsbereiche: Trachealkanülen-Handling Physiologische Luftstromführung und Okklusionstraining Färbetests/Absaugen Komplikationen und Notfallinterventionen
<i>Fallberichte</i>	2 Fallberichte oder analoge Leistungen (siehe 3.4)
<i>Abschlussprüfung</i>	<i>Prüfungsgespräch (mind. 30 min):</i> Erläuterung und vertiefende Fragen zu den eingereichten Fallberichten, Grundlagenkenntnissen und praktischen Handlungskompetenzen, 2 PrüferInnen bzw. 1 PrüferIn und 1 BeisitzerIn <sup>a</sup> ; SupervisorIn und PrüferIn dürfen nicht identisch sein
<sup>a</sup> BeisitzerInnen müssen das TKM-Zertifikat haben	


Tab. 4 Eingangsvoraussetzungen und Prüfung im TKM-Ausbildungs-Zertifikat	
Ab-schnitt	Erläuterung
<i>Ein-gangs-voraus-setzun-gen</i>	TKM-Zertifikat
	Mind. 4-jährige spezifisch berufspraktische Tätigkeit (Dysphagietherapie)
	Mindestens 2-jähriger Tätigkeitsschwerpunkt im Bereich TKM nach Erwerb des TKM-Zertifikats mit mind. 40 behandelten tracheotomierten DysphagiepatientInnen
	Nachweis von insgesamt 30 direkt supervidierten und insgesamt 100 indirekt supervidierten TKM-TE (mind. 5 unterschiedliche PatientInnen) <sup>a</sup>
<i>Prüfung</i>	4 Fallberichte <sup>a</sup> (davon mind. ein komplexer klinischer Verlauf) oder analoge Leistungen
	<i>Prüfungsgespräch (mind. 60 min), Themenbereiche:</i>
	Erläuterungen zu den eingereichten Fallberichten
	Kenntnisse der empirischen Basis, klinischer Transfer
	Problemstellungen und Lösungen in komplexen klinischen Situationen, bei pädiatrischen TK-PatientInnen und im ICU-Setting
	Einschätzung und Reflexion unterschiedlicher Vorgehensweisen und Behandlungspfade im TKM
	Erfahrungen, Hürden und Motivation in der Ausbildung von TKM-TherapeutInnen
2 PrüferInnen bzw. 1 PrüferIn und 1 BeisitzerIn <sup>b</sup>	
<i>TKM</i> Trachealkanülenmanagement, <i>TE</i> Therapieeinheiten <sup>a</sup> Die supervidierten Behandlungseinheiten und Fallberichte aus dem TKM-Zertifikat werden angerechnet <sup>b</sup> BeisitzerInnen müssen das TKM-Zertifikat haben	

# Education



**DGD**

Deut  
Ges  
[www.dgd.de](http://www.dgd.de)



# Outline

- > General treatment options
  - > Guideline suggestions & basic principles
- > The A<sup>2</sup>BC approach (I)
  - > Targeted diagnostic procedures
- > The A<sup>2</sup>BC approach (II)
  - > Targeted therapeutic interventions
- > The comprehensive decannulation algorithm
  - > Combining fast-track and standard-track pathways
- > Looking into the New England Journal of Medicine
  - > Fast-track decannulation works

# All in one: a recent review

Dziewas et al.

*Neurological Research and Practice* (2025) 7:18

<https://doi.org/10.1186/s42466-025-00376-1>


Neurological Research  
and Practice

REVIEW

Open Access



## Decannulation ahead: a comprehensive diagnostic and therapeutic framework for tracheotomized neurological patients

Rainer Dziewas<sup>1,3\*</sup> , Tobias Warnecke<sup>1</sup>, Bendix Labeit<sup>2</sup>, Volker Schulte<sup>1</sup>, Inga Claus<sup>3</sup>, Paul Muhle<sup>3</sup>, Anna Brake<sup>1</sup>, Lena Hollah<sup>1</sup>, Anne Jung<sup>3</sup>, Jonas von Itter<sup>3</sup> and Sonja Suntrup-Krüger<sup>3</sup>

# Targeted diagnostics: A<sup>2</sup>BC-Criteria

Category	Methods	Criteria
Airway safety	<ul style="list-style-type: none"><li>• FEES</li><li>• Secretion management</li><li>• Sensation</li><li>• Swallowing function</li></ul>	SESETD = 3 points
Airway anatomy	<ul style="list-style-type: none"><li>• Measurement of P<sub>IT</sub></li><li>• Endoscopy of upper and lower airway</li></ul>	P <sub>IT</sub> < 5 cm H <sub>2</sub> O No sign of critical airway obstruction
Bronchial secretions	<ul style="list-style-type: none"><li>• Suctioning frequency</li><li>• semiquantitative scores</li></ul>	Suctioning frequency ≤ 2/8h m-sqAS < 4 points
Cough strength	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peak-flow measurement</li><li>• Semiquantitative scores</li></ul>	PCF ≥ 160 l/min, MEP ≥ 40 cmH <sub>2</sub> O SCSS ≥ 3 points; positive WCT

# SESETD-Algorithm

Standardized Endoscopic Swallowing Evaluation for Tracheostomy Decannulation

## Standardized Endoscopic Swallowing Evaluation for Tracheostomy Decannulation in Critically Ill Neurologic Patients

Tobias Warnecke, MD, PhD; Sonja Suntrup, MD; Inga K. Teismann, MD, PhD; Christina Hamacher; Stephan Oelenberg; Rainer Dziewas, MD, PhD

Warnecke et al. *Neurological Research and Practice* (2020) 2:9  
<https://doi.org/10.1186/s42466-020-00055-3>

Neurological Research  
and Practice

RESEARCH ARTICLE

Open Access

Inter-rater and test-retest reliability of the “standardized endoscopic swallowing evaluation for tracheostomy decannulation in critically ill neurologic patients”



Tobias Warnecke<sup>1†</sup>, Paul Muhle<sup>1,2\*†</sup>, Inga Claus<sup>1</sup>, Jens B. Schröder<sup>1</sup>, Bendix Labeit<sup>1,2</sup>, Sriramya Lapa<sup>3</sup>, Sonja Suntrup-Krueger<sup>1,2</sup> and Rainer Dziewas<sup>1</sup>

Muhle et al. *Neurological Research and Practice* (2021) 3:26  
<https://doi.org/10.1186/s42466-021-00124-1>


Neurological Research  
and Practice

RESEARCH ARTICLE

Open Access

Standardized Endoscopic Swallowing Evaluation for Tracheostomy Decannulation in Critically Ill Neurologic Patients – a prospective evaluation



Paul Muhle<sup>1,2\*</sup> , Sonja Suntrup-Krueger<sup>1,2</sup>, Karoline Burkhardt<sup>3</sup>, Sriramya Lapa<sup>4</sup>, Mao Ogawa<sup>5</sup>, Inga Claus<sup>1</sup>, Bendix Labeit<sup>1,2</sup>, Sigrid Ahring<sup>1</sup>, Stephan Oelenberg<sup>1</sup>, Tobias Warnecke<sup>1</sup> and Rainer Dziewas<sup>6</sup>

# SESETD-Algorithm


Standardized Endoscopic Swallowing Evaluation for Tracheostomy Decannulation

## Procedure:

1. First view

2. Suctioning & Cuff deflation & Speaking valve

3. SESETD protocol



# SESETD-Algorithm

Standardized Endoscopic Swallowing Evaluation for Tracheostomy Decannulation


- > Prospective observational study
- > FEES 4,75 d after weaning
- > Clinical swallow evaluation blinded to FEES
- > Main findings in FEES:
  - > Saliva pooling with aspiration (42)
  - > No spontaneous swallow (29)
  - > Severe pharyngeal hypesthesia (20)
- > Decannulation after FEES:
  - > 54 patients
  - > Necessity of recannulation: 1 patient
- > Decannulation deemed possible by CSE: 29 patients

**TABLE 1. Description of the Study Population**

Patient Characteristics	
Total, <i>n</i>	100
Sex: male/female, <i>n</i>	55/45
Age (yr)	56.4 ± 14.9
Diagnoses	
Cerebral infarction, <i>n</i>	51
Intracerebral hemorrhage, <i>n</i>	14
Guillain-Barre syndrome, <i>n</i>	11
Meningoencephalitis, <i>n</i>	6
Subarachnoid hemorrhage, <i>n</i>	3
Other, <i>n</i>	15
Duration of mechanical ventilation (d)	20.2 ± 13.1

# SESETD-Algorithm

Standardized Endoscopic Swallowing Evaluation for Tracheostomy Decannulation




> Decannulation:  
>  $227/377 = 60.2\%$


> Decannulation Failure:  
> Immediate:  $3/59 = 5.1\%$   
> Delayed:  $5/168 = 3.0\%$   
> Total:  $8/227 = 3.6\%$

# SESETD-Algorithm



Standardized Endoscopic Swallowing Evaluation for Tracheostomy Decannulation





# Patient case (1)




## Patient case (2)



# Patient case (2)



# Patient case (2)




# Outline

- > General treatment options
  - > Guideline suggestions & basic principles
- > The A<sup>2</sup>BC approach (I)
  - > Targeted diagnostic procedures
- > The A<sup>2</sup>BC approach (II)
  - > Targeted therapeutic interventions
- > The comprehensive decannulation algorithm
  - > Combining fast-track and standard-track pathways
- > Looking into the New England Journal of Medicine
  - > Fast-track decannulation works

# Treatment to target: A<sup>2</sup>BC-Criteria



Category	Methods
<b>Airway safety</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Secretion management</li><li>• Sensitivity</li> <li>• Swallowing function</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Saliva reduction (e.g. anticholinergics, botulinum toxin injection)</li><li>• Tactil-thermal, gustatory and olfactory stimulation</li><li>• Ice-chip protocol</li><li>• Above-cuff vocalization</li><li>• Pharyngeal electrical stimulation</li><li>• Oropharyngeal strengthening and coordination exercises</li><li>• Pharyngeal electrical stimulation</li></ul>
<b>Airway anatomy</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reduction of the TC outer diameter</li><li>• Customization of TC configuration</li><li>• Systemic/inhaled corticosteroids</li><li>• Minimally invasive or surgical interventions</li></ul>
<b>Bronchial secretions</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Secretolysis (e.g. inhalation, secretolytics, fluid administration)</li><li>• Secretion reduction (e.g. anticholinergics)</li><li>• Secretion clearance (Air-stacking, oscillation therapy, mechanical cough aid, bronchoscopy)</li></ul>
<b>Cough strength</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Breathing exercises (e.g. incentive spirometry)</li><li>• Cough reflex training (e.g. aerosolized capsaicin)</li></ul>

# Pharyngeal electrical stimulation (PES)




- > 3 consecutive days
- > 10 minutes of treatment per day

# Where it all started - PHAST-TRAC




Trial	PES	Sham		P
Suntrup et al.	15 (75.0)	2 (20.0)		0.0085
PHAST-TRAC	17 (50.0)	3 (8.8)		<0.001
<b>All</b>	<b>32 (59.3)</b>	<b>5 (11.4)</b>		<0.001


0.50 1.0 5.0 80.0  
Favours Sham Favours PES



# Providing real world evidence - PHADER



- Group A: Stroke, non-ventilated
- Group B: Stroke, ventilated



- Group C: Non-stroke, ventilated
- Group D: Traumatic Brain Injury

# PHADER - tracheotomized patients

Neurotherapeutics 21 (2024) e00433

Contents lists available at ScienceDirect

Neurotherapeutics

journal homepage: [www.sciencedirect.com/journal/neurotherapeutics](http://www.sciencedirect.com/journal/neurotherapeutics)

Original Article

Predictors of pharyngeal electrical stimulation treatment success in tracheotomised stroke patients with dysphagia: Secondary analysis from PHADER cohort study

Ivy Cheng<sup>a,b,c,g</sup>, Philip M. Bath<sup>d,e</sup>, Shaheen Hamdy<sup>b,f</sup>, Paul Muhle<sup>c,g</sup>, Satish Mistry<sup>f</sup>, Rainer Dziewas<sup>g,h</sup>, Sonja Suntrup-Krueger<sup>c,g,\*</sup>



Cheng et al. *Neurological Research and Practice* (2025) 7:23  
<https://doi.org/10.1186/s42466-025-00380-5>

Neurological Research and Practice

RESEARCH ARTICLE Open Access

Clinical predictors of outcome after pharyngeal electrical stimulation (PES) in non-stroke related neurogenic dysphagia after mechanical ventilation and tracheotomy: results from subgroup analysis of PHADER study

Ivy Cheng<sup>1,2,3,7</sup>, Philip M. Bath<sup>4,5</sup>, Shaheen Hamdy<sup>2,6</sup>, Paul Muhle<sup>3,7</sup>, Satish Mistry<sup>6</sup>, Rainer Dziewas<sup>7,8</sup> and Sonja Suntrup-Krüger<sup>3,7\*</sup>




# PHADER - Secondary analysis (1)

Baseline participant characteristics and intervention characteristics by group. Data are presented in mean (standard deviation), number (%) or median [interquartile range].

	All ventilated stroke patients (n = 98)	Patients who received PES during tracheotomy (n = 60)
<b>Participant characteristics</b>		
Age	66.6 (13.0)	66.6 (11.2)
Sex (Male / Female)	72 (73.5) / 26 (26.5)	44 (73.3) / 16 (26.7)
Body Mass index (BMI; kg/m <sup>2</sup> )		
by age groups		
50 years old or younger	24.6 (4.8)	25.8 (4.9)
51-60 years old	26.8 (9.1)	24.2 (4.6)
61-70 years old	26.2 (5.4)	26.1 (5.4)
71-80 years old	28.0 (4.4)	28.8 (3.6)
80 years old or older	26.5 (6.0)	26.4 (5.6)
Feeding status at baseline		
Oral, normal	0 (0.0)	0 (0.0)
Oral, supervision	1 (1.0)	0 (0.0)
Oral, with support	0 (0.0)	0 (0.0)
NGT or NJT	71 (72.4)	46 (76.7)
PEG or RIG	24 (24.5)	13 (21.7)
Other routes	2 (2.0)	1 (0.0)
NIHSS (/42)	13.4 (5.8)	13.5 (5.0)
Stroke type		
Ischaemic	74 (75.5)	46 (76.6)
Haemorrhagic	24 (24.5)	14 (23.3)
Stroke lesion location		
Supratentorial	84 (85.7)	54 (90.0)
Infratentorial	14 (14.3)	6 (10.0)
<b>Intervention characteristics</b>		
PES perceptual threshold at baseline (mA)	15.9 (7.9)	14.5 (7.6)
PES intensity on session 1 (mA)	30.9 (10.2)	30.0 (10.6)
Time from stroke onset to treatment (days)	29.5 [34.8]	32.5 [25.5]
<b>DSRS</b>		
Baseline	11.7 (1.2)	11.7 (1.2)
Day 5	10.8 (2.4)	11.1 (1.9)
Day 9	8.9 (3.8)	9.3 (3.6)
Day 92	5.3 (5.0)	5.6 (5.2)

DSRS: dysphagia severity rating scale [24]; NGT: nasogastric tube; NIHSS: National Institute Health Stroke Scale; NJT: nasojejunal tube; PEG: percutaneous endoscopic gastrostomy tube; PES: pharyngeal electrical stimulation; RIG: radiographically inserted gastrostomy tube.



# PHADER - Secondary analysis (2)

Participant characteristics	All ventilated non-stroke (n = 57)
Age	63.6 (15.5)
Sex (Male / Female)	40 (70.2) / 17 (29.8)
<i>Neurological conditions causing dysphagia</i>	
Traumatic brain injury	22 (38.6)
Critical illness polyneuropathy	15 (26.3)
Hypoxia	3 (5.3)
Seizures	3 (5.3)
Encephalitis	2 (3.5)
Guillain-Barré	2 (3.5)
Meningitis	2 (3.5)
Tumour	2 (3.5)
Brain abscess	1 (1.8)
Cavernoma	1 (1.8)
Cerebral oedema	1 (1.8)
Encephalopathy	1 (1.8)
Multiple sclerosis	1 (1.8)
Neurosarcoidosis	1 (1.8)
<i>Feeding status at baseline*</i>	
Oral, normal	0 (0.0)
Oral, supervision	0 (0.0)
Oral, with support	0 (0.0)
NGT or NJT	29 (50.9)
PEG or RIG	26 (45.6)
Other routes	2 (3.5)

**Table 2** Multiple linear regression findings for participants with neurogenic (non-stroke) dysphagia who required mechanical ventilation and tracheotomy (n = 57)

Participant characteristics	Change In DSRS at Day 5			Change In DSRS at Day 9			Change In DSRS at 3 months		
	$\beta$ [95% CI]	SE	p	$\beta$ [95% CI]	SE	p	$\beta$ [95% CI]	SE	p
Age	0.008 [-0.028, 0.045]	0.018	0.463	0.008 [-0.058, 0.074]	0.033	0.803	0.004 [-0.097, 0.105]	0.050	0.938
Sex	0.473 [-0.758, 1.704]	0.614	0.771	1.587 [-0.618, 3.792]	1.099	0.155	0.348 [-2.884, 3.580]	1.606	0.829
Intervention characteristics	Change In DSRS at Day 5			Change In DSRS at Day 9			Change In DSRS at 3 months		
	$\beta$ [95% CI]	SE	p	$\beta$ [95% CI]	SE	p	$\beta$ [95% CI]	SE	p
PES perceptual threshold at the first session	0.091 [-0.050, 0.232]	0.070	0.202	0.281 [0.034, 0.528]	0.123	<b>*0.027</b>	0.199 [-0.127, 0.526]	0.162	0.225
PES stimulation intensity at the first session	-0.012 [0.106, 0.083]	0.047	0.801	-0.096 [-0.263, 0.071]	0.083	0.254	0.000 [-0.218, 0.217]	0.108	0.998
Time from diagnosis to first PES	0.001 [-0.001, 0.003]	0.001	0.343	0.003 [0.000, 0.007]	0.002	0.077	0.013 [0.004, 0.022]	0.004	<b>*0.004</b>



CI: confidence interval; DSRS: dysphagia severity rating scale; PES: pharyngeal electrical stimulation; SE: standard error

> ...our findings suggested that in patients with neurogenic dysphagia, regardless of the lesion location, nature or chronicity, **early PES treatment can facilitate re-establishment of neural networks necessary to drive functional recovery.**


# Outline

- > General treatment options
  - > Guideline suggestions & basic principles
- > The A<sup>2</sup>BC approach (I)
  - > Targeted diagnostic procedures
- > The A<sup>2</sup>BC approach (II)
  - > Targeted therapeutic interventions
- > **The comprehensive decannulation algorithm**
  - > **Combining fast-track and standard-track pathways**
- > Looking into the New England Journal of Medicine
  - > Fast-track decannulation works

# The final challenge: Decannulation Algorithm



# All in one



# Outline

- > General treatment options
  - > Guideline suggestions & basic principles
- > The A<sup>2</sup>BC approach (I)
  - > Targeted diagnostic procedures
- > The A<sup>2</sup>BC approach (II)
  - > Targeted therapeutic interventions
- > The comprehensive decannulation algorithm
  - > Combining fast-track and standard-track pathways
- > Looking into the New England Journal of Medicine
  - > Fast-track decannulation works


# Does rapid



ESTABLISHED IN 1812

## High-Flow for

Gonzalo Hernández Martínez  
Ramón Ortiz, M.D.,  
Laura Colinas, M.D., Ph.D.  
Marina Garcia-de



# REDECAP Trial (1)

## Reducing decannulation times limiting capping

### > Inclusion criteria:

- > Patients with a tracheal cannula, weaned from ventilation

### > Exclusion criteria:

- > Unconsciousness (GCS <6)
- > Severe dysphagia
  - > 50 ml Water-Swallow-Test
  - > if pathological FEES according to SESETD protocol
- > Impaired airway patency
  - > Failed 5 minutes tube occlusion
  - > concordant findings in endoscopy
- > Severe neuromuscular disease (other than ICUAW)

# REDECAP Trial (2)

## Reducing decannulation times limiting capping

### > Study intervention:

#### > Intervention group:

- > High-flow oxygen and unblocked fenestrated tracheal cannula
- > Decannulation criterion: <2 suctioning episodes/8 hours for 24 hours

#### > Control group:

- > High-flow oxygen and unblocked fenestrated tracheal cannula & intermittent capping trials
- > Decannulation criterion: Successful 24 h capping trial


### > Primary endpoint:

- > Time to decannulation

### > Secondary endpoints:

- > Decannulation failure
- > Respiratory infections
- > Length of stay on the ICU
- > ICU readmissions
- > In-hospital death

# Primary Outcome



## No. of Patients

Intervention group	169	20	7	3	1
Control group	161	46	17	7	1

**Table 2. Primary and Secondary Outcomes.\***

**Prim**

Outcome	Control Group (N=161)	Intervention Group (N=169)	Difference (95% CI)
Primary outcome: median time to decannulation (IQR) — days†	13 (11 to 14)	6 (5 to 7)	7 (5 to 9)
Secondary outcomes			
Decannulation failure — no. (%)	9 (5.6)	4 (2.4)	3.2 (-1.2 to 8.1)
Weaning failure — no. (%)‡	27 (16.8)	11 (6.5)	10.3 (3.4 to 17.4)
Pneumonia — no. (%)	16 (9.9)	7 (4.1)	5.8 (0.2 to 11.8)
Tracheobronchitis — no. (%)	47 (29.2)	32 (18.9)	10.3 (1.0 to 19.3)
Median duration of stay (IQR) — days			
In the ICU§	35 (27 to 51)	32 (25 to 43)	3 (-1 to 11)
In the hospital	62 (38 to 105)	48 (33 to 71)	14 (9 to 33)
Death — no. (%)			
In the ICU	0	0	0 (-2.2 to 2.3)
In the hospital	8 (5.0)	4 (2.4)	2.6 (-1.7 to 7.4)
Sepsis — no. (%)	12 (7.5)	12 (7.1)	0.3 (-5.5 to 6.3)
Multiorgan failure — no. (%)	6 (3.7)	2 (1.2)	2.5 (-1.1 to 6.8)
Exploratory outcomes			
Decannulation before ICU discharge — no. (%)	104 (64.6)	139 (82.2)	-17.7 (-26.8 to -8.1)
Capping-trial failure — no. (%)¶	118 (73.3)	NA	NA
Median duration of stay (IQR) — days			
In the hospital after randomization	37 (20 to 66)	23 (14 to 36)	14 (10 to 31)
In the hospital after ICU discharge	27 (11 to 53)	16 (7 to 27)	11 (4 to 20)
ICU readmission — no. (%)	17 (10.6)	10 (5.9)	4.6 (-1.4 to 10.9)
Swallowing dysfunction at decannulation — no. (%)	16 (9.9)	15 (8.9)	1.1 (-5.4 to 7.6)

# Summary (1)

- > Tracheostomy is one of the most frequent procedures on the ICU and particularly common in severely affected patients.
- > Dysphagia is often the key reasons why decannulation has to be delayed in this scenario.
- > According to recent guideline recommendations, FEES should be used for bedside dysphagia evaluation in tracheotomized patients.
- > Restoring physiological airflow through the upper airway constitutes an important therapeutic principle during the rehabilitation of tracheotomized patients.
- > Targeted diagnostic and therapeutic interventions need to focus on the A<sup>2</sup>BC criteria
  - > Airway safety
  - > Airway patency
  - > Bronchial secretions
  - > Cough strength




## Summary (2)

- > The SESETD algorithm assesses airway safety and airway patency and is an early prognosticator for „time-to-decannulation“
- > Pharyngeal electrical stimulation (PES) shortens time to decannulation in stroke patients and other patient groups.
- > The comprehensive decannulation algorithms distinguishes fast-track and standard-track pathways.
- > A recent RCT showed that the option of fast-track decannulation reduces
  - > time-to-decannulation
  - > Complications
  - > length of stay parameters
  - > the decannulation failure rate.

Thank you!



[rainer.dziewas@klinikum-os.de](mailto:rainer.dziewas@klinikum-os.de)  
[dziewas@uni-muenster.de](mailto:dziewas@uni-muenster.de)



A special thanks to ESSD



## ESSD 2026 16<sup>th</sup> Annual Congress

Advances in Measurement in Dysphagia:  
Innovation and Best Practices

The ESSD is delighted to host  
its annual congress in:

**Leiden, Netherlands**  
**From 19 to 23 October 2026**



<https://essd2026.org>

# Vragen?

Scan de QR-code voor het doorsturen van uw vragen

- Uw naam (optioneel)
- Naam van de spreker
- Uw vraag

U kunt het formulier meermaals gebruiken/invullen

Stuur uw vraag gerust in het Nederlands, wij vertalen indien nodig.



# Atos Care

Ondersteuning voor patiënt én zorgverlener

# Atos Medical e-learning hub



# Netwerkaart Halsstomazorg



# Atos connect platform



# Lunch & kennismarkt

12:45 – 14:15

# Vragen?

Scan de QR-code voor het doorsturen van uw vragen

- Uw naam (optioneel)
- Naam van de spreker
- Uw vraag

U kunt het formulier meermaals gebruiken/invullen

Stuur uw vraag gerust in het Nederlands, wij vertalen indien nodig.



# 05

## Beyond the voice

A holistic approach to laryngeal rehabilitation

Prof. Dr. Sarah Wallace | Professor & Clinical Chair NHS

Manchester University

# Above Cuff Vocalisation: Beyond the voice, a holistic approach to laryngeal rehabilitation

Professor Sarah Wallace OBE FRCSLT

Consultant Speech and Language Therapist

Wythenshawe Hospital, Manchester University NHS Trust

Honorary Clinical Chair, The University of Manchester

National Tracheostomy Safety Project

RCSLT Specialist Advisor

Visiting Professor - Manchester Metropolitan University & University of Leuven, Belgium

# Disclosures

FUNDED BY

**NIHR** | National Institute for  
Health and Care Research



1. ATOS Tracheostomy Advisory Board
2. Safe and Effective Above Cuff Tracheostomy Vocalisation (SEACTV) study funded by the NIHR (i4i Product Development Award)

Clinicaltrials.gov (NCT04647786) on 20/11/2020

Favourable ethical opinion on 4/3/2022 (IRAS-ID 278006; REC-Ref 22/NW/0022)

# Overview and aims

1

Effects of intubation and tracheostomy on integrated laryngeal function

2

Negative impact on patient well-being and outcome

3

ACV and laryngeal rehab

4


Recent ACV research

# Why laryngeal function matters



Larynx is a  
multi/shared organ  
system

Voice, swallowing, airway protection,  
cough, breathing



Function requires  
normal anatomy and  
physiology



Upper airway airflow,  
subglottic pressure,  
sensation and timing  
are vital


# Recovery milestones

Eating a proper meal

Decannulation

Taking the first  
sip of water

Talking to  
loved ones



# Aetiologies of laryngeal dysfunction



Intubation



Mechanical ventilation  
Respiratory disease



Weakness

Critical illness myopathy =  
91% dysphagic\*



Comorbidities

Neurology, respiratory, cancer,  
surgery, frailty



Delirium, cognition



Laryngo pharyngeal  
Reflux – laryngeal injury

# Intubation and tracheostomy stats



13-20 million people are intubated every year worldwide, ICU survival and post-airway sequelae rates are increasing



Laryngeal injury is associated with worse breathing and vocal symptoms



15-20,000 new tracheostomies per year in UK. 250,000 total per year in resource rich countries




Mortality rates in trachy pts - 10-60% dependent on comorbidity





Tracheostomy does not eliminate laryngeal risk, it adds its own set of complications

# Effects of intubation on laryngeal function

1. Laryngeal injury (in up to 83%), clinically significant in 10–20%
2. Desensitisation (in up to 77%), impairs cough, LAR
3. Disuse atrophy of laryngopharyngeal musculature
4. Sedatives associated with pharyngeal weakness and aspiration
5. Dysphagia and aspiration (in up to 60%)
6. Dysphonia (in up to 76%), a marker for laryngeal dysfunction
7. Reduced UES sphincter compliance
8. ↑ injury with duration, reintubation, tube size, cuff pressure, proning, sedatives



# Intubation related laryngeal injury



Mucosal ischemia

Vocal fold immobility - cuff pressure on RLN

Persistent oedema

Ulceration, granulomas

Arytenoid cartilaginous trauma

Posterior glottic stenosis - airway obstruction

BJA Education, 21(7): 250–257 (2021)  
doi: 10.1016/j.bjoe.2021.02.005  
Advance Access Publication Date: 21 April 2021

**Laryngeal complications after tracheal intubation and tracheostomy**

S. Wallace<sup>1</sup> and B.A. McGrath<sup>1,2,\*</sup>

<sup>1</sup>Wythenshawe Hospital, Manchester University NHS Foundation Trust, Manchester, UK and <sup>2</sup>University of Manchester Academic Critical Care, Wythenshawe Hospital, Manchester, UK

\*Corresponding author: [brendan.mcgrath@manchester.ac.uk](mailto:brendan.mcgrath@manchester.ac.uk)

**Keywords:** complications; dysphagia; dysphonia; intra-tracheal; intubation; larynx; speech and language therapy; tracheostomy



European Journal of Medical Research

Home About Articles Submission Guidelines [Submit manuscript](#)

Research | [Open access](#) | Published: 31 August 2024

**Incidence of post-extubation dysphagia among critical care patients undergoing orotracheal intubation: a systematic review and meta-analysis**

[Weixia Yu](#), [Limi Dan](#), [Jianzheng Cai](#), [Yuyu Wang](#), [Qingling Wang](#), [Yingying Zhang](#) & [Xin Wang](#)

*European Journal of Medical Research* 29, Article number: 444 (2024) | [Cite this article](#)



# Impact of intubation on laryngeal sensation

► Curr Otorhinolaryngol Rep. Author manuscript; available in PMC: 2014 Sep 22.  
Published in final edited form as: Curr Otorhinolaryngol Rep. 2013 Sep;1(3):178-182. doi: [10.1007/s40136-013-0018-5](https://doi.org/10.1007/s40136-013-0018-5)

**Neurophysiology and Clinical Implications of the Laryngeal Adductor Reflex**

[Amanda S Domer](#)<sup>1</sup>, [Maggie A Kuhn](#)<sup>2</sup>, [Peter C Belafsky](#)<sup>3</sup>,



Multicenter Study > Dysphagia. 2019 Aug;34(4):521-528. doi: [10.1007/s00455-019-09980-1](https://doi.org/10.1007/s00455-019-09980-1).  
Epub 2019 Jan 29.

**Relationship Between Laryngeal Sensation, Length of Intubation, and Aspiration in Patients with Acute Respiratory Failure**

[James C Borders](#)<sup>1</sup>, [Daniel Fink](#)<sup>2</sup>, [Joseph E Levitt](#)<sup>3</sup>, [Jeffrey McKeehan](#)<sup>4</sup>, [Edel McNally](#)<sup>5</sup>, [Alix Rubio](#)<sup>6</sup>



**Laryngeal Adductor Reflex**  
Bilateral firing of thyroarytenoid muscles to close VC & protect airway

LAR is absent in up to 77% post-extubation, LAR reduces with age

Diminished LAR is associated with intubation duration, oedema, secretions, dysphagia, aspiration

Oedema raises LAR threshold further

Severity of sensory impairment and the impact of airflow is not known

Aviv. *Ann Otol Rhinol Laryngol*. 1993 Oct;102(10):777-80, Labeit et al. *Neurogastroenterol Motil*. 2019 Nov;31(11):e13690.

# Effect of tracheostomy on laryngeal function



Loss of upper airway / laryngeal airflow

Loss of voice



Desensitisation, no afferent swallow trigger

Laryngopharyngeal deconditioning & weakness

Breath / swallow pattern incoordination




# Effect of cuff inflation ‘use it or lose it’



- Loss of sensation - silent aspiration
- Loss of subglottic pressure → ineffective cough, pharyngeal residue
- Secretions pool in upper airway


# The swallow sensory-motor loop





# Breath– swallow coordination

“I can’t swallow right now, I have to keep breathing”

- Central Pattern Generators for respiration and swallowing are intertwined in the brainstem
- Sophisticated degree of coordination between the two systems
- Chewing disrupts respiratory cycles
- Larger lung volumes needed for liquids
- Hypercapnia reduces swallow frequency
- Ventilator alters synchrony with phonation, swallow apnoea



# Impact of tracheostomy on secretion management




**Increased secretion volume and viscosity**  
**Risks – prolonged weaning, ICU stay**

# Consequences of laryngeal dysfunction

- Prolongs wean & need for trache
- ↑ ICU/hospital LoS
- Malnutrition, NBM, thirst
- Aspiration pneumonia
- Chronic dysphagia, tube feeding
- Chronic dysphonia
- Worse psychological well-being
- ↑ mortality

# Psychological impact of voice loss



Journal of Critical Care 72 (2022) 154145

Contents lists available at ScienceDirect

**Journal of Critical Care**

journal homepage: [www.journals.elsevier.com/journal-of-critical-care](http://www.journals.elsevier.com/journal-of-critical-care)

ELSEVIER

What matters most to adults with a tracheostomy in ICU and the implications for clinical practice: a qualitative systematic review and metasynthesis

Helen Newman, MSc<sup>a,b,\*</sup>, Gemma Clunie, PhD<sup>c,d</sup>, Sarah Wallace, MSc<sup>e,f</sup>, Christina Smith, PhD<sup>g</sup>, Daniel Martin, PhD<sup>a,h</sup>, Natalie Pattison, PhD<sup>i,j</sup>

Check for updates

**Voice = IDENTITY**

Seen and heard as a unique person

A black and white close-up portrait of Morgan Freeman. He is looking slightly to the right of the camera with a subtle, thoughtful expression. The lighting is soft, highlighting the texture of his skin and the details of his facial features. The background is a plain, light gray.

**You are now reading this**

**in my voice**

# Voice loss impacts care




Difficulty optimising pain relief



3x more likely to have an adverse medical event



Difficulty managing delirium



Failed attempts to communicate induce staff stress


# Prevention and assessment of laryngeal dysfunction

## Prevention

- Smaller ETTs, careful cuff pressure monitoring
- Early tracheostomy
- Early laryngeal rehabilitation

## Assessment

- Clinical bedside exam
- FEES
- Detect injury, oedema, LPR, secretion issues
- Guide laryngeal rehabilitation



# Aims of laryngeal rehabilitation

1

Restore  
upper airway  
physiology

2

Improve  
laryngeal  
function and  
outcomes

3

Safer, faster  
weaning and  
decannulation

4

Individualised  
rehab and  
humanisation

5

Improve QoL

# Laryngeal rehab starts with restoring airflow



1. Early cuff deflation + One Way Valve (within 24-48hrs if haemodynamically stable)



2. ACV if cuff inflated



Check for updates

Journal of the Intensive Care Society

Journal of the Intensive Care Society  
2022, Vol. 0(0) 1-8  
© The Intensive Care Society 2022  
Article reuse guidelines:  
[sagepub.com/journals-permissions](https://sagepub.com/journals-permissions)  
DOI: 10.1177/17511437221113162  
[journals.sagepub.com/home/jics](https://journals.sagepub.com/home/jics)

SAGE

Special Article

**Benefits and options for voice restoration in mechanically ventilated intensive care unit patients with a tracheostomy**

Sarah Wallace<sup>1,2</sup>, Sue McGowan<sup>3</sup> and Anna-Liisa Sutt<sup>4,5,6</sup>




# What is Above Cuff Vocalisation (ACV)?

Retrograde airflow delivered above the cuff via subglottic port, when cuff is inflated, no ventilator adjustments needed

## **Rationale**

- Voice when cuff inflated
- Early laryngeal stimulation
- Restore physiology and sensation
- Precursor or adjunct to cuff deflation + OWV





# ACV Above Cuff Vocalisation

# From 'speaking' to laryngeal rehabilitation


ACV is about laryngeal rehabilitation, not just voice

Laryngeal dysfunction is a multidisciplinary concern

Successful weaning depends on the larynx



# ACV can support early laryngeal rehab



Provokes vocal fold closure, LAR

Stimulates swallow

Expels secretions

2-5l airflow/min

# Safety, voice and comfort

**Table 2.** Effectiveness and complications of ACV.

Original article

## Safety and feasibility of above cuff vocalisation for ventilator-dependant patients with tracheostomies

Brendan A McGrath<sup>1</sup> , Sarah Wallace<sup>2</sup>, Mark Wilson<sup>2</sup>, Leanne Nicholson<sup>2</sup>, Tim Felton<sup>1</sup>, Christine Bowyer<sup>1</sup> and Andrew M Bentley<sup>1</sup>

Nausea	1	1.1
Patient asked to remove	1	1.1
Total	91	100.0

ACV: above cuff vocalisation.



Fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing (FEES)

27.5%

# Patient selection for ACV



1. Patent upper airway
2. Stable ventilation
3. Inflated cuff all or most of the time
4. Subglottic suction tracheostomy tube

## Contraindications

- Airway obstruction
- Surgical emphysema
- Intolerance



[Acta Anaesthesiol Scand](#). 2021 Jan; 65(1): 15–25.

PMCID: PMC7756796

Published online 2020 Nov 1. doi: [10.1111/aas.13706](https://doi.org/10.1111/aas.13706)

PMID: [32920849](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32920849/)

## Above cuff vocalisation (ACV): A scoping review

[Antonija Petosic](#),<sup>1, 2</sup> [Marit F. Viravong](#),<sup>3</sup> [Anna M. Martin](#),<sup>4</sup> [Cecilie B. Nilsen](#),<sup>1</sup> [Kjell Olafsen](#),<sup>5</sup> and [Helene Berntzen](#)<sup>1</sup>

- 17 studies
- Audible voice or whisper in 88% across studies
- QoL scores improved (V-RQOL and QOL-MV)
- Minor complications in 27%
- Two serious adverse events: subcutaneous emphysema

Observational Study > Arch Phys Med Rehabil. 2022 Mar;103(3):394-401.

doi: 10.1016/j.apmr.2021.08.016. Epub 2021 Sep 22.

## Determining the Prevalence, Implementation Approaches, and Opinions of Above Cuff Vocalization: A Survey of Health Care Professionals

Claire S Mills<sup>1</sup>, Emilia Michou<sup>2</sup>, Mark C Bellamy<sup>3</sup>, Heidi J Siddle<sup>4</sup>, Cathy A Brennan<sup>5</sup>, Chris Bojke<sup>5</sup>

ACV practice varies widely  
Barriers - lack of knowledgeable staff,  
access to training



## Above Cuff Vocalization (ACV) Safety Guidelines

Above cuff vocalization (ACV) involves applying an external airflow through the subglottic port of a tracheostomy tube to restore laryngo-pharyngeal airflow. This can support vocalization and improve airway protection and swallowing.<sup>1</sup> However, clinical practice varies, safety concerns exist, and no clear safety guidelines are available.

A nominal group technique approach was used to achieve consensus on a range of safety statements with a group of eight international clinical and academic ACV experts. Participants included: one occupational therapist, one physician, one physiotherapist, and four speech and language therapists. Six participants were from the UK and one from Denmark. This study was funded and supported by Atos Medical, UK.

- 1 The professional(s) leading ACV assessment should be competent in complex dysphagia assessment, tracheostomy management, and assessment of voice and communication.
- 2 All staff assessing and delivering ACV should be trained and have completed ACV competencies.
- 3 Separate competencies are needed for assessment of ACV and delivery of ACV.
- 4 The contraindications for ACV are: complete lack of upper airway patency; bleeding from stoma; surgical emphysema.
- 5 The precautions for ACV are: pain on application; glottic/supraglottic bleeding; oedema in the pharynx/larynx; secretions emerging from the stoma site; partial lack of upper airway patency; tracheostomy tube not in optimal position; granulation tissue; previous history of surgical emphysema.
- 6 Assessment of airway patency and safety should involve: review of airway history; FEES/FNE if indicated; assessing patient comfort during ACV; monitoring for audible/tactile airflow on ACV application; gradual increase of flow rate starting at 1 L/min.
- 7 The upper limit for airflow delivery should be 5 L/min.
- 8 The maximum duration of airflow delivery should be 15 minutes per session.
- 9 Airflow delivery for ACV should only be delivered intermittently using a thumb port ensuring that airflow is stopped during
- 10 Patients should be continuously observed throughout ACV sessions.

ATOS ACV safety guidelines

# Modelling upper airway airflow on ACV




2.17 l/min matched natural exhalation velocity/pressures - enough for voice

Flow rates  $\geq 5$  l/min generate significant turbulence & pressure, no vocal benefit


# Latest ACV research

Manchester, device development

**Above Cuff  
Vocalisation**  
(ACV)



‘Safety and Effectiveness of  
Above Cuff Tracheostomy  
Vocalisation’



# SEACTV study aims

Test ACV safety parameters and measure effectiveness

Determine impact of airflow on voice, swallow, sensation, secretion management & aspiration severity

# Methods

Design and build prototype, bench test

Clinical trial on ICU

In-built data chip captures episodes, alerts

E-Stim catheter measures pharyngeal sensory thresholds  
Pre and post ACV


FEES  
Pre ACV, with ACV, and follow-up

Daily patient & staff ratings of voice, comfort & anxiety

E-Stim catheter



Visual Analogue Scale scores  
0 = no voice, uncomfortable  
100 = normal voice, comfortable



# ICU recruitment




n=59 pts

39 had SEACTV

20 had standard care  
(cuff up/ down, OWV, basic ACV)

Excluded cuff down, ACV unsafe



# Results- Safety and comfort

SEACTV device use - 5.3 days per patient, 37.5 minutes each episode



## Voice

35/39 (89.7%) achieved voice everyday, voice quality was rated 22-95/100



## Tolerance

Humidification increased the duration of ACV by 23 mins over 7 days





## Ease of use

72/100, highest rating 100

SEACTV delivered ACV for longer with no adverse effects  
SEACTV was effective, comfortable, and easy to use


# Results Patient anxiety



All patients had high anxiety levels, standard care pts stayed highly anxious  
SEACTV - anxiety levels reduced quickly, stayed low


# Results Laryngopharyngeal sensation

4 sensory thresholds recorded



All thresholds dropped = sensation improved  
Quantifies the impact of airflow on sensory impairment

# Results Aspiration severity



Immediate and significant improvement in aspiration severity with airflow  
Earlier oral intake

# FEES


Cuff inflated

Larynx full of secretions

ACV airflow starts, see  
bubbles  
Cough and swallow trigger  
spontaneously

Airway clears  
Vocal cords moving  
Laryngeal anatomy visible  
No secretions /aspiration  
Cough/swallow frequency  
improve

Switching the larynx back on with AC



# Take home messages



Laryngeal dysfunction is common and complex



ACV provides holistic laryngeal rehabilitation earlier



Supports humanisation and QoL



Research gaps – larger studies, protocol refinement

# Thank you, questions?

sarah.wallace@mft.nhs.uk



# Communication with ACV

Jeanette, 56yrs old Heart transplant

Before ACV and after ACV  
airflow is turned on



# Vragen?

Scan de QR-code voor het doorsturen van uw vragen

- Uw naam (optioneel)
- Naam van de spreker
- Uw vraag

U kunt het formulier meermaals gebruiken/invullen

Stuur uw vraag gerust in het Nederlands, wij vertalen indien nodig.



# Pauze

15:15 – 15:45

# Vragen?

Scan de QR-code voor het doorsturen van uw vragen

- Uw naam (optioneel)
- Naam van de spreker
- Uw vraag

U kunt het formulier meermaals gebruiken/invullen



# 06

## Tracheacanule zorgpad

Hans Janssen | Ventilation Practitioner Amphibia Ziekenhuis

AmphiA

# Zorgpad Tracheacanule & Tracheostoma zorg



# Amphia

- Grootste niet academische fusie ziekenhuis
- Cardio chirurgisch centrum
- 572 eenpersoonskamers met eigen douche en toilet
- Verzorgingsgebied van circa 400.000 mensen
- Op 1 na grootste werkgever van Breda
- Amphia komt thuis
- Goed geïnformeerde patiënt die ook de benodigde handelingen zelfstandig en juist kan uitvoeren.



**Amphia**

# Samen Gezonder

De Professional  
Patiëntenzorg  
Samenwerking  
Wetenschap en Techniek  
Duurzame bedrijfsvoering

**Samen, Aandacht, Deskundig, Gedreven.**



<b>RAAD VAN COMMISSARISSEN</b>			<b>ALV Coöperatie MSB-A</b>		
Voorzitter A.E. (Arno) Timmermans		Vicevoorzitter Mw. drs. J.D. (Jolanda) Lamse-Minderhout		<b>MSB-A-BESTUUR</b>	
Lid Drs. B.E. (Bas) van den Dungen	Lid Prof. dr. S. (Sjoerd) Repping	Lid Mw. prof. dr. H. (Hester) Vermeulen		Voorzitter Dr. H.M. (Herbert) van Wering, kinderarts Tst. 1534	Vicevoorzitter Drs. Th. (Thijs) de Wit, plastisch chirurg Tst. 2331
<b>RAAD VAN BESTUUR</b>			Lid Mw. dr. A.G.W. (Anouk) van Norden, neuroloog Tst. 5636		
Vicevoorzitter (COO) Mw. drs. C.A.L.M. (Christianne) Lennards MPM Tst. 3062	Voorzitter (CEO) dr. R. (Robert) Wagenmakers MBA Tst. 3068	Lid (CFO) I.W.A. (Ivo) Vergouwen RC AA MSc Tst. 3070	Lid Dr. P.D. (Paul) Gobardhan, chirurg Tst. 1123	Lid Mw. drs. D.C. (Dominique) de Lange, Klinisch Geriater Tst. 2532	Directeur Ir. S. (Sietske) Groenbroek-Huizer Tst. 5445

**BESTUURSRaad**

**ZORGGroepen EN ZORGKERNen**

<b>Zorggroep 1</b> Diagnostiek en behandeling ----- Mw. S. (Susanne) Nieuwenhuisen MBA Tst. 5887 Radiologie Mw. drs. I. (Ilse) Niers-Stobbe, Tst. 5561 Nucleaire Geneeskunde Drs. E.A. (Erik-Jan) van Asperen, Tst. 4295 Pathologisch Laboratorium Drs. A.J.P. (Peter) Joosten a.i. Tst. 4192 Farmacie A+ Apotheek Dr. J. (Jeroen) Diepstraten Tst. 4102 Microvida (Medische Microbiologie) Drs. W. van den Bijlaardt arts-microbioloog, portefeuillehouder Amphia Tst. 5623 Result Laboratorium dr. A.J. van Gammeren Klinisch Chemicus en portefeuillehouder Amphia Tst. 5259	<b>Zorggroep 2</b> Hart, Vaten en Hersenen ----- R.J.J. (Roel) de Vos MSc Tst. 5179 Cardiologie Dr. D. (Dolf) Segers Tst. 4002 Cardio-thoracale Chirurgie Drs. M. (Mohamed) Bentala Tst. 4461 Neurologie Mw. dr. L. (Lotte) Vliar Tst. 7443 Neurochirurgie Mw. dr. L. (Lotte) Vliar Tst. 7443 Ziekenhuis Psychiatrie Drs. Y.R.M. (Yashvir) Sukul Tst. 2068 Medische Psychologie Mw. drs. M. (Marieke) Damen Tst. 4296	<b>Zorggroep 3</b> Vrouw-Moeder-Kind ----- Mw. E. (Emma) Zwaveling MSc Tst. 4410 Gynaecologie Dr. D. (Dennis) van Hamont Tst. 1494 Verloskunde Mw. dr. M. (Marjolein) Santema Tst. 1490 Kindergeneeskunde* Mw. drs. S.M.H.B. (Saskia) de Pont Tst. 2641 Bekkenbodencentrum Mw. drs. E.A.E.M. (Eline) Reynaers Tst. 1303 Annature Geboortezorg Mw. drs. L. (Linda) Nijenhuis-Dijkstra Directeur Bedrijfsvoering Tst. 1442 * incl. Team SIP (Signalering Inventarisatie en Preventie huiselijk geweld en Kinder-mishandeling)	<b>Zorggroep 4</b> Bewegingen en complex snijdend ----- Drs. P. (Pim) Sas Tst. 4220 Chirurgie Drs. M.G. (Thijs) Buimer Tst. 7663 Urologie Dr. H.J.H.P. (Hans) Broos Tst. 2502 Orthopedie / Orthopedische Kliniek Amphia Dr. S.B.T. (Stefan) Bolder Tst. 1380 Sportgeneeskunde Mw. drs. T.A.M. (Tessa) Backhuijs Tst. 5215 Revalidatiegeneeskunde Drs. M. (Michiel) Kortsmid Tst. 5491 Fysio- en Ergotherapie / Logopedie / Diëtetiek Klinische Geriatrie Drs. A.C.G. (Geert) Weststrate Tst. 1315	<b>Zorggroep 5</b> Oncologie en Inwendige specialismen ----- Mw. L.A.C.L. (Linda) Klouwens MSc Tst. 1588 Zorgkern Oncologie/ Hematologie Mw. Ir. J.B. (Joan) Heijns Tst. 4155 Interne Geneeskunde Dr. W. (Sjoerd) van Thiel Tst. 5458 Maag-, darm-, leverziekten, Endoscopie & Centrale Scopereiniging en Desinfectie Dr. J.H. (Jasper) Smalberg Tst. 4309 Reumatologie Drs. E.H.C.C. (Eefje) Janssen Tst. 2447 Longgeneeskunde Dr. K.H. (Cor) van der Leest Tst. 5679	<b>Zorggroep 6</b> Acute zorg ----- Mw. S. (Stefanie) van Dinther Tst. 4264 Intensive Care Drs. D. (Debby) Vriens Tst. 5831 Spoedeisende Hulp Mw. dr. G. (Gerba) Buunk Tst. 5471 Dr. P. (Pieter) Boele van Hensbroek Tst. 4445 Acute Opname Afdeling Mw. dr. G. (Gerba) Buunk Tst. 5471 Commissie Reanimatie Amphia (CRAZ) Mw. S.I.M. (Simone) van Zijl Langhout (voorzitter) Tst. 5244 Geestelijke verzorging Amphia Thuis zorgteam Transfer Medisch Maatschappelijk Werk	<b>Zorggroep 7</b> OK ----- Mw. M. (Mirjam) Nagtegaal Tst. 2581 Operatiekamercomplex Centrale Sterilisatie Afdeling Opname/ Voorbereidingsplein Drs. L.H. (Lode) Jacobs Tst. 5245 Drs. H.J.H.P. (Hans) Broos Tst. 2502 Anesthesiologie	<b>Zorggroep 8</b> Monodisciplinaire vakken/ zintuigen ----- Mw. drs. M. (Mélinda) Choo Tst. 5533 Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie Mw. drs. A.J. (Hanneke) Kouwenberg, Tst. 5842 Centrum Bijzondere Tandheelkunde Drs. P.A.L. (Pascal) Mel Tst. 3042 Oogheelkunde Mw. drs. I.L.A. (Irene) van Liempst, Tst. 7280 Plastische chirurgie Drs. G.H.C.G. (Guido) Dolmans, Tst. 4020 Keel-, Neus- en Oorheelkunde Drs. G.L.E. (Geert) Küppers, Tst. 4014 Dermatologie/ ZBK / Medische Fotografie Dr. S.P. (Bas) Prens Tst. 5033/7477 Pijncentrum / Palliatie Mw. drs. M.W.A. (Miriam) van der Velden Tst. 1554 Behandelcentrum
--	---	---	---	--	--	---	--

# Zorgpaden

## Doel

Iedere patiënt heeft recht op dezelfde, hoogwaardige zorg op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten

- Verantwoordelijkheid: management van de zorgkernen (managers Zorg en Bedrijfsvoering, medisch managers, Teammanagers)
- Jaarlijks wordt een selectie gemaakt
- Ingerichte zorgprocessen zijn relevant voor de patiëntpopulatie van het ziekenhuis en sluiten aan bij de missie van het ziekenhuis.
- De selectie van de zorgprocessen is mede gebaseerd op richtlijnen die van toepassing zijn op de diensten en patiënten van het ziekenhuis, verplichte landelijke richtlijnen zijn bij dit proces inbegrepen.

- kenniskern Proces & Innovatie
- kenniskern Kwaliteit & Veiligheid

# Doel

## Doel

Uniforme werkwijze voor de behandeling van patiënten met tijdelijke luchtweg / eindstandige luchtweg tijdens het traject dat onder de verantwoordelijkheid van Amphia valt (spoed/klinisch/poliklinisch), op een dusdanige wijze dat het:

- Veilig,
- Efficiënt,
- Effectief wordt uitgevoerd
- Goed geïnformeerde patiënt die ook de benodigde handelingen zelfstandig en juist kan uitvoeren.

# Scope


## *Scope*

Volledige zorg die Amphia levert aan patiënten met/zonder canule (die deze reeds hebben of nog gaan krijgen)

### *Begin/start zorgpad*

Patiënten die al hebben of nodig hebben:

- Tijdelijke luchtweg
- Eindstandige luchtweg



### *Eind zorgpad*

Indien geen enkele klinische/poliklinisch zorg voor patiënt met tijdelijke luchtweg of eindstandige luchtweg meer nodig is (en deze zorg is overgedragen).

Leden - Annet

https://annet.amphia.nl/Project/CanuleTeamAmphia/Profile?orderBy=Ranking&orderdirection=Ascending&page=1

Amphia Nieuws Kalender Over Amphia Weten & Regelen MSBA

Zoeken in Trachea Canule Team Amphi

Profiel

Notificaties

Groepen

Collega's

Telefoongids

Trachea Canule Team Amphia

Open groep

GROEPSPAGINA PLANNER DOCUMENTEN PAGES **LEDEN**

### Leden

Sinds 20 april 2021 zijn we gestart om een groep enthousiaste verpleegkundigen van de afd neurologie, AOA, longgeneeskunde en chirurgie MDL te scholen volgens het principe "train de trainer". Deze training wordt verzorgd door ventilation practitioners van de Intensive Care. Na afloop van deze training is de superuser in staat om de opgedane kennis over te brengen aan zijn of haar collega's. En tevens zal hij/zij de profcheck kunnen afnemen bij de overige verpleegkundigen van de afdeling.

Zoek op naam, afdeling, functie, expertises etc.

**NIEUWE GEBRUIKERS UITNODIGEN**

Filter op

Soort groepslid (0)

<input type="checkbox"/> Lid	43
<input type="checkbox"/> Groepsbeheerder	1

# Trachea Canule Team

H.Janssen (ventilation practitioner/ICU vpk & C. Hol (business partner Procesverbetering & Innovatie) Amphia Breda



# Doel bijeenkomst

- Neuzen dezelfde kant op
- Gezamenlijk herkennen van de problemen die spelen + verzamelen problemen
- Opstart om te komen tot oplossing
- Eerst met deze groep
- Later ook andere betrokkenen aan laten sluiten



# Inventariseren problemen

1. Geen uniforme zorg/onduidelijk proces
2. Onduidelijk wie waar verantwoordelijk voor is
3. (borging) deskundigheid (kennis + vaardigheden) ontbreekt
4. Benodigde materialen: niet de juiste materialen beschikbaar op juiste moment op juiste plaats



# Problemen (symptomatisch)

## 1) Geen uniforme zorg/onduidelijk proces

- Niet altijd de juiste zorg/juiste hulpmiddelen beschikbaar en toegepast
- Niet bij iedereen bekend hoe het proces is/zou moeten zijn (begin/eind/varianten/betrokken afdelingen, specialismen en volgorde activiteiten)
- Zenya protocollen zijn niet up-to-date en EBP (Evidence Based Practice) wordt niet altijd toegepast.
- Gevolgen:
  - Inefficiënt
  - Veiligheidsrisico's
  - Vragen/onbeantwoorde vragen/verstoringen IC-personeel
    - Vragen van superusers en/of uitvoerend verpleegkundigen aan IC (Ventilation Practitioner (VP)-vaktechnisch specifiek/Consultatieve IC-verpleegkundige (CIV)

VP niet altijd bereikbaar; dan wordt CIV gecontacteerd maar die heeft niet hetzelfde kennisniveau als VP.

# Problemen (symptomatisch)

2) Onduidelijk wie waar verantwoordelijk voor is:

- Onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden
- Geen eigenaarschap voor volledige proces

# Problemen (symptomatisch)

## 3) Borging deskundigheid (kennis en vaardigheden) ontbreekt


- Incidentrisico
- Veiligheidsrisico voor patiënt
- Medewerker: onzeker/inefficiënt
- Eis van inspectie?
- Voorbehouden handelingen → inefficiëntie/zelfredzaamheid

# Problemen (symptomatisch)

## 4) Benodigde materialen niet aanwezig/verschillend

- IC houdt voorraad en leent uit → financiële problemen/discussie
- Misgrijpen → inefficiëntie/materiaal blijft langer zitten bij patiënt → minder goede zorg
- Vraag en aanbod onbekend
- Logistieke systeem/bevoorrading mogelijk niet goed ingericht

# Brainstormen



# Proces (1/2)

- Geen structurele overleggen tussen disciplines/artsen: geen goede afstemming omtrent type canule vervolgsbeleid/plan, dagschema
- Geen concrete afspraak omtrent wanneer inschakelen logopedist
- Geen informatiefolders voor patiënt (stomapatiënten krijgen dit wel)
- Familie is niet altijd voldoende op de hoogte/voorgelicht omtrent canule en weaning/meegenomen in oefenmomenten (bv spreekklep bij bezoeken)
- Uitleg canulezorg voor zelfstandigheid in thuissituatie

- Niet mogelijk juiste zorgverlener in te zetten op juiste moment
- Langere ligduur

Zowel verpleegkundige als patiënt/familie onvoldoende op hoogte

- Pt weet niet wat is gebeurd
- Pt gaat vragen stellen aan vpk
- Vpk weet ook niet alles
- Pt onzeker gedurende opname
- Pt onzeker in thuissituatie
- Pt weet niet
  - Wanneer afspraak is voor canulezorg/wissel
  - Er is soms ook geen afspraak
  - Wanneer aan de bel te trekken

# Proces (2/2)

- ICU-specifieke canule niet passend gewisseld bij ontslagafdeling long/revalidatie.
- Bij overname patiënt vanuit andere instelling: niet juiste materialen aanwezig.
- Logopedie is niet aanwezig op afdeling (m.n. in weekend)
- Patiënt met canule vergt meer zorg → meer tijd/meer personen
- Er is niet vastgelegd hoeveel canulepatiënten op een afdeling kunnen komen (gezien de gevraagde extra benodigde capaciteit).
- Pt heeft verkeerde canule
- Pt krijgt verkeerde zorg
  - staat revalidatie van patiënt in de weg
  - Comfort patiënt ↓
  - Gezondheidsrisico's
  - Langere ligduur
- Extra capaciteit op afdeling nodig
- Juist gekwalificeerd personeel nodig
- Er is niet bepaald hoeveel canulepatiënten er op een afdeling kunnen worden opgenomen.
- Patiënt wordt gewoon op afdeling geplaatst zonder te kijken of de capaciteit (en kwaliteit) toereikend is.

# Taken & verantwoordelijkheden

- Wie is verantwoordelijk voor wat?
    - Is Ventilation Practitioner verantwoordelijk.... Voor wat dan?
  - Verantwoordelijkheid KNO
    - Geen duidelijk format in bijvoorbeeld avatar of notitie van KNO over canule, maat, gecuffed, etc.
    - Dus niet in 1 oogopslag duidelijkheid over hoe en wat de verpleegkundige problematiek is voor de patiënt.
- Geen eenduidig beleid
  - Niet duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is
  - Niet duidelijk waar men NIET bevoegd toe is

# Deskundigheid (kennis/vaardigheden)


- Te weinig ervaring met bepaalde typen canules
  - Pt krijgt verkeerde zorg
    - staat revalidatie van patiënt in de weg; langere ligduur
    - Comfort patiënt ↓
    - Gezondheidsrisico's
  - Patiënten worden voor ander probleem opgenomen maar hebben een canule.
  - Kennis op verpleegafdelingen (incl IC)
- 
- Er zijn meer therapiemogelijkheden dan nu wordt gedaan
- 
- Onduidelijkheid wat wel/niet kan (pt/vpk)
- 
- Verkeerde canule geplaatst of nu niet meer goed.
- 
- Geen goede scholing
    - Inhoudelijk + materiaal
    - Inwerken nieuwe collega's
    - Periodieke lessen
    - Welke scholing voor wie?

# Benodigde materialen

- 53A: Materialen op 1 centraal punt
  - Materiaal niet aanwezig
  - Onduidelijk waar materialen liggen
  - Zoeken op andere afdelingen
  - → financiële gevolgen
- Bevoorrading Producten
  - Vaak producten vanaf verpleegafdeling op halen bij IC
- Onduidelijk waar je spullen kan halen
  - Bv douchecanule

- Vraag: onvoldoende/niet bekend
- Aanbod: niet (altijd) beschikbaar (juiste materialen op de juiste plek)


- Onduidelijk welke producten waar beschikbaar zijn
- Financiële afwikkeling (wie betaalt wat) niet goed geregeld



# Vervolg: hoe verder en met wie?

- Management betrokken afdelingen
- Specialisten: intensivisten, KNO artsen, logopedie
- Superuser groep verpleegkundigen
- Ventilation practitioners
- Amphia academie
- Kenniskern Proces verbetering & Innovatie
- Afdeling inkoop
- Industrie

# Zorgpad



# Zorgpad



ZORGPAD

CANULE  
TEAM



# Vragen?

Scan de QR-code voor het doorsturen van uw vragen

- Uw naam (optioneel)
- Naam van de spreker
- Uw vraag

U kunt het formulier meermaals gebruiken/invullen



# 07

# Afsluiting

# Uw feedback is belangrijk voor ons!



We stellen het formulier ook digitaal beschikbaar.  
Scan de QR-code.

## Evaluatieformulier

Wat vond u van deze dag?  
Laat het ons weten!

Vul in en ontvang een goodiebag!



20 maart 2026

# Tracheotomie Symposium

Het tracheacanule zorgpad -  
van plaatsing tot decanulatie

—  
20 maart 2026



Het Tracheacanule zorgpad –  
*van plaatsing tot decanulatie*

*Closure*



# Bedankt!

Veilige rit huiswaarts

# Uw feedback is belangrijk voor ons!



We stellen het formulier ook digitaal beschikbaar.  
Scan de QR-code.

## Evaluatieformulier

Wat vond u van deze dag?  
Laat het ons weten!

Vul in en ontvang een goodiebag!



20 maart 2026

# Netwerkborrel

16:45 – 17:30



**Atos**  
Coloplast Group